# ES

## INSTRUCCIONES DE USO

### CÁNULAS DE APLICACIÓN DENTALES DESECHABLES CON CONEXIÓN LUER

**Finalidad de uso:**
Cánulas de aplicación estériles desechables con conexión Luer para enjuagar y/o aplicar líquidos, geles y pastas en el ámbito odontológico. El producto está concebido para un único uso y solo debe ser utilizado por personal odontológico cualificado.

**Indicación:**

| REF | Denominación del producto | Variantes (Dimensiones) | Indicación |
|---|---|---|---|
| 254215 | Miraject Endo Luer (0,5 x 40 mm) | Calibre 25 Ø: 0,5 mm, longitud 40 mm | Aplicación de líquidos y pastas en el conducto radicular |
| 254222 | Miraject Endo Luer (0,3 x 40 mm) | Calibre 30 Ø: 0,3 mm, longitud 40 mm | Aplicación de líquidos y pastas en el conducto radicular |
| 254230 | Miraject Endotec Duo (0,6 x 25 mm) | Calibre 23 Ø: 0,6 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante dos salidas laterales |
| 254231 | Miraject Endotec Duo (0,5 x 25 mm) | Calibre 25 Ø: 0,5 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante dos salidas laterales |
| 254232 | Miraject Endotec Duo (0,4 x 25 mm) | Calibre 27 Ø: 0,4 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante dos salidas laterales |
| 254233 | Miraject Endotec Duo (0,3 x 25 mm) | Calibre 30 Ø: 0,3 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante dos salidas laterales |
| 254216 | Miraject Endotec Luer (0,8 x 25 mm) | Calibre 21 Ø: 0,8 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante una salida lateral |
| 254217 | Miraject Endotec Luer (0,6 x 25 mm) | Calibre 23 Ø: 0,6 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante una salida lateral |
| 254218 | Miraject Endotec Luer (0,5 x 25 mm) | Calibre 25 Ø: 0,5 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante una salida lateral |
| 254219 | Miraject Endotec Luer (0,3 x 25 mm) | Calibre 30 Ø: 0,3 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante una salida lateral |
| 254228 | Miraject Endotec Luer (0,4 x 25 mm) | Calibre 27 Ø: 0,4 mm, longitud: 25 mm | Enjuague de canales radiculares y bolsas periodontales mediante una salida lateral |
| 254214 | Miraject PL Super | Calibre 20 Ø: 0,9 mm, longitud: 22 mm | Aplicación de líquidos, geles y para enjuagar canales radiculares particularmente anchos |

**Contraindicaciones:**
En caso de hipersensibilidad o alergias conocidas a alguno de los componentes, no debe aplicarse el producto.

**Utilización:**
Utilizar solo junto con jeringas Luer Lock compatibles. Observar las instrucciones de uso de los productos combinados antes de su aplicación.

Utilizar guantes de protección antes del uso. Abra el embalaje y retire el producto. Retire el tapón de protección de la cánula inmediatamente antes del uso. Coloque la cánula en la jeringa, presiónela ligeramente y apriétela. Antes del uso, asegúrese de que el producto esté bien unido y fijado. A continuación, retire la tapa de protección delantera inmediatamente antes del uso. Ejecute la aplicación o enjuague de acuerdo con la técnica de uso prevista. Durante el uso, asegúrese de que el producto no se afloje, se suelte ni presente fugas. Deseche las cánulas usadas inmediatamente después de su uso en un contenedor adecuado y a prueba de perforaciones para residuos sanitarios puntiagudos y afilados. La eliminación se realizará siguiendo la normativa nacional, regional y local para residuos médicos.



DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 depodent.es

⚠ **Advertencia:**
**El producto está previsto para ser utilizado por personal especializado en odontología. No utilizar si el embalaje o las barreras estériles están dañadas, abiertas, sucias o han sido manipuladas o si el producto está dañado. Utilizar inmediatamente tras abrir el embalaje estéril y retirar el tapón de protección. No doblar la cánula. No tocar directamente el conducto de la cánula. No permitir el contacto durante demasiado tiempo entre el conducto de la cánula y los medios de aplicación o enjuague. Una actuación demasiado prolongada podría provocar una cristalización y con ello obstruir o dañar el conducto de la cánula. No colocar manualmente el tapón de protección en la cánula después de su so. Utilizar un dispositivo adecuado para la recolocación segura del tapón de protección. La cánula está concebida para un único uso. No reutilizar ni reesterilizar, puesto que podría conllevar fallos en el funcionamiento e infecciones o infecciones cruzadas.**

Todos los incidentes graves producidos que tengan relación con el producto deben ser notificados inmediatamente al fabricante y a las autoridades responsables de su estado miembro. El producto está concebido para ser utilizado en humanos. Conservar en un lugar seco. Proteger de la luz directa del sol y de las altas temperaturas.

DepoDent
*Al servicio de su laboratorio y clínica dental*

**CONTACTO**
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
**depodent.es**

**OFICINAS COMERCIALES**
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

**ZONAS DE DISTRIBUCIÓN**
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura