DepoDent

MESTRA

MEZCLADORA AUTOMÁTICA DE ALGINATO

Ref. 100191



Mezcladora automática de alginato

Ref. 100191

El mando a distancia, el lavavajillas, los elevalunas eléctricos... Entre muchas otras, son invenciones encaminadas a hacernos la vida más fácil. Sin embargo, en su día contaron con cierta reticencia: "¿Para qué quiero un mando a distancia, si el televisor está apenas a dos metros de mi sillón?... ¿No resulta más sencillo lavar los platos a mano que en esa máquina?... tardo el mismo tiempo en subir la ventanilla con la manivela que con el motorcito eléctrico..." ¿Le suenan estos comentarios? Y lo que es más importante: después de haber probado todas estas comodidades, ¿quién puede vivir sin ellas?

Aunque piense que la elaboración de alginato es más rápida y sencilla mezclándolo a mano, podemos asegurarle que después de probar nuestra mezcladora automática no podrá prescindir de ella. Igual que ahora no puede prescindir de su mando a distancia.

MEZCLA MÁXIMA: Agua + alginato = 80 grs.



Compacta y de reducidas dimensiones, puede colocarse en cualquier lugar sin ocupar apenas espacio. Su diseño permite una excelente integración dentro de la clínica.





FUNCIONAMIENTO EXTREMADAMENTE SENCILLO:
Basta con seleccionar el número de cacillos de alginato que se desea elaborar y pulsar el botón. Un display muestra los segundos de mezclado. Así de fácil.

Especificaciones

Alto 305 mm	Peso 17 kg
Ancho 205 mm	Tensión 230 V, 50/60 Hz
Fondo 265 mm	Consumo 350 W



La máquina se suministra con cuatro tazas, un práctico dosificador de agua, un agitador, una espátula y un soporte.

La operativa consta de apenas cuatro pasos:



1 Colocar la proporción de agua y alginato en la taza. Prebatir y cerrar.



2 Introducir la taza en la máquina.



3 Cerrar la tapa y pulsar el botón de arranque.



4 En apenas 10 segundos la mezcla está lista.



* El alginato se recoge sin dificultad del interior de la taza. La limpieza es rápida y sencilla.