REV-05-2024 30006227 05.24

roeko Gelatamp Blister Pack

Instrucciones de uso ES

Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Consérvelas para su posterior consulta.

1. CARACTERÍSTICAS
Gelatamp (14 × 7 × 7 mm) es una esponja de gelatina de efecto hemostático con aditamento del 5 % de plata coloidal. Gelatamp está previsto para la absorción de la sangre y la estabilización del coágulo a fin de favorecer la hemostasia y prevenir las complicaciones inflamatorias después de la extracción dental. En combinación con la plata coloidal, evita la alteración de la cicatrización de la herida e inhibe su colonización microbiana.

2. COMPOSICIÓN
10 mg de Gelatamp contienen:
Gelatina endurecida Ph. Eur. 9,5 mg
Plata coloidal Ph. Eur. 0,5 mg

3. INDICACIÓN
Cavidades de la herida con hemorragia después de la extracción dental.

4. INDICACIONES DE USO
Después de abrir una ampolla, Gelatamp es extraído en condiciones asépticas y puede utilizarse inmediatamente. En caso necesario, el tamaño de la esponjilla se puede adaptar a la cavidad quirúrgica sin ejercer presión.
En heridas más grandes también se pueden utilizar dos cubos de Gelatamp.
La esponjilla seca y no comprimida es colocada inmediatamente después de la intervención quirúrgica en la cavidad fresca y llena de sangre, en donde debe llenarse completamente con sangre (control visual). Para no impedir la epitelización deseada, la esponja no debe sobrepasar el borde gingival interno. Así el alvéolo queda definitivamente tratado y no debe ser enjuagado nuevamente.

5. ESTERILIDAD
Gelatamp se entrega esterilizado por radiación gama. La esterilidad está garantizada en envases no dañados y cerrados. Antes de usar los instrumentos, deseche los envases que estén dañados.

6. CONTRAINDICACIONES
Heridas infectadas, purulentas y supurantes, hipersensibilidad a la plata o a la gelatina.

7. REACCIONES SECUNDARIAS
Pueden surgir desajustes restitutivos en aplicación inapropiada, sobre todo en áreas alveolares contaminadas.

8. INTERACCIONES CON OTRAS SUBSTANCIAS
La aplicación simultánea de pastas alveolares, conos de cicatrización u otros preparados, así como una humidificación con materiales líquidos o medicamentos, como tensioactivos aniónicos, antisépticos con contenido de fenol, lactatos de etacridina, ácidos minerales diluidos y soluciones salinas concentradas puede impedir la restitución de la herida y por lo tanto debe ser evitada. Hay que descartar un contacto con hidrógeno peróxido debido a que se puede desteñir la esponja.

9. INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO
Gelatamp tiene propiedades de absorción de humedad, por lo tanto debe almacenarse en un lugar seco. El envase deberá guardarse cerrado para proteger el producto de la luz. Mantenga los dispositivos sanitarios fuera del alcance de los niños. Gelatamp tiene una vida útil de 3 años. Gelatamp no deberá usarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase y en la ampolla.
Las esponjillas no utilizadas se pueden desechar sin ningún problema con los demás desechos biológicos; el envase de las ampollas y las cajas se pueden reciclar.

10. PRESENTACIÓN
20 ampollas REF 274008

DepoDent
Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura