Alveogyl

es

COMPOSICIÓN
Pasta fibrosa marrón, compuesta por: Penghawar djambi, eugenol, dodecilsulfato sódico, carbonato de calcio, sabor a menta, excipientes.

USO PREVISTO
Apósito quirúrgico para alveolitis seca

POBLACIÓN PREVISTA
Pacientes con dientes permanentes (maduros o inmaduros).

INDICACIÓN
Alveogyl es una pasta que se utiliza como apósito en caso de alveolitis seca.

CONTRAINDICACIÓN
Hipersensibilidad a uno de los componentes.
Después de la extracción de dientes caducos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Rendimiento técnico
Alveogyl se utiliza como apósito quirúrgico alveolar después de las extracciones dentales, con fibras de Penghawar que permiten la compresión.
La pasta se adhiere al alvéolo debido a su consistencia fibrosa y lo protege con su efecto de barrera.
Asistido por los movimientos de la lengua del paciente, se autoelimina gradualmente, sin ninguna intervención por parte del médico, a medida que se produce la cicatrización normal de la herida.

RENDIMIENTO CLÍNICO
Proporciona un entorno favorable para la cicatrización tisular fisiológica.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de introducir la pasta, vuelva a examinar el alvéolo.
Se debe legrar completamente el interior del alveolo para eliminar todos los residuos.
Tome una pequeña bola (aproximadamente 0,20 g) de pasta y colóquela suavemente en el alvéolo preparado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO
Precauciones de uso
Los pacientes no deben lavarse la boca enérgicamente en las 24 horas siguientes a la avulsión.
No se deben tratar más de 4 dientes en una sesión.
Vuelva a colocar el tapón inmediatamente después de su uso.
Confirme la ausencia de residuos antes de introducir la pasta en el alvéolo.
Advertencias
El dispositivo puede causar irritación ocular o quemaduras en la piel. No manipule el dispositivo sin el equipo de protección personal adecuado.
No se debe suturar sobre la pasta.

EFECTOS SECUNDARIOS
Posible hipersensibilidad a alguno de los componentes.

ELIMINACIÓN
Nocivo para la vida acuática, con efectos duraderos.

ALMACENAMIENTO
Alveogyl se mantiene estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de la caja, si se almacena a 5 a 30 °C.

PRESENTACIÓN
Frasco con 10 g de pasta.

Solo profesionales de la salud dental