Hemocollagene CE 0459

es

COMPOSICIÓN
Por esponja: colágeno nativo, no desnaturalizado, liofilizado, de origen bovino.....promedio de 0.03g

EET/EEB
La evaluación del riesgo de transmisión de virus y encefalopatías espongiformes transmisibles en animales se ha realizado de conformidad con las disposiciones del Reglamento 722/2012.

INDICACIONES
Hemostasia local para uso dental cuando el control del sangrado mediante ligadura u otros medios convencionales resulta ineficaz o poco práctico.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con antecedentes conocidos de alergia al colágeno de origen bovino.

EFECTOS SECUNDARIOS
Reacción alérgica debido a la presencia de colágeno de origen bovino.

INDICACIONES DE USO
Antes de colocar la esponja hemostática, vuelva a examinar el alvéolo. Raspe bien el fondo del alvéolo para eliminar todo el tejido granular y los restos óseos y limitar así la aparición de alveolitis (alvéolo seco).
Aplique una esponja seca con o sin presión según la cantidad de sangrado, asegurándose de que el alvéolo no se seque.
En caso necesario, la esponja se puede mantener con punto colchonero cruzado sobre el alvéolo.
La esponja se reabsorberá completamente de manera natural.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO
- No lo utilice en áreas infectadas.
- No humedezca la esponja.
- Deseche cualquier trozo de esponja no utilizada, pues habrá perdido su esterilidad.
- Se recomienda:
  - usar instrumentos secos y lisos
  - aplicar pequeños trozos de esponja lo suficientemente grandes como para llenar el alvéolo.
- Para un solo uso. Cualquier reutilización expone a otros pacientes y al usuario a riesgos críticos, incluida la infección.
- Cualquier exceso que no se elimine en el momento de la cirugía puede provocar una reacción de cuerpo extraño que puede presentarse con o sin signos y síntomas clínicos como lesión o formación de absceso postoperatorio. Las imágenes pueden inicialmente no ser capaces de distinguir la diferencia.
- Verifique la integridad del paquete antes de su uso.

No lo use si el paquete está abierto o dañado antes del primer uso.

No reesterilice el producto.

ALMACENAMIENTO
Para garantizar la esterilidad de las esponjas y protegerlas de la humedad, no retire la película termosellada hasta su uso.
No almacenar a más de 25 °C.

PRESENTACIÓN
Caja con 3 blísteres de 8 esponjas de un solo uso.
Esponjas radioesterilizadas por rayos β.

Producto reservado al uso profesional dental