

# RiX-70 DC

Unidad intraoral de Rayos X



que le permite trabajar en un rango de 100 a 240 V.

#### Generador DC

Estabiliza la radiación eliminando los rayos que no producen imágenes pero que pueden ser perjudiciales para el paciente.

0.4 mm Punto Focal

Selector de Voltaje del tubo

RiX-70 DC opera con 3 voltajes: 60, 65 o 70 kV.

Ajuste automático del tiempo de exposición entre 001 y 2.0 s.

Temporizador remoto opcional





# RiX-70 DC

Unidad intraoral de Rayos X

### Para obtener mejores resultados

Seleccione los parámetros de exposición de acuerdo con la morfología del paciente, el tipo de diente y el receptor de imagen.

Adapte la dosis de radiación a las necesidades específicas de cada examen.

Modifique el tiempo de exposición dependiendo del receptor de imagen utilizado.

#### Qué significa DC?

Significa resultados sorprendentes con todas las ventajas de la tecnología electrónica más avanzada: en lugar de usar corriente alterna, RiX-70 DC aplica un potencial casi constante al tubo.

Este potencial constante suministra al tubo corriente continua, lo que da como resultado un flujo de radiación constante que mantiene los valores de kV predeterminados incluso con fuertes fluctuaciones de la red.

### Instalación rápida y fácil

El nuevo sistema de montaje diseñado por Trident hace posible que un solo técnico instale la unidad.

Este sistema reduce tiempo y esfuerzo. La unidad diseñada para ser enviada en cuatro partes principales (temporizador, brazo de extensión, brazo de tijera y generador) se instala fácilmente usando los conectores estratégicamente localizados en el brazo.



Disponible en versión móvil y versión de instalar a pared

Brazo de soporte en dos longitudes: 60 y 80 cm

Compatible con todo tipo de receptor de imagen

RiX-70 DC trabaja perfectamente con el sensor intraoral, las placas de fósforo o las películas tradicionales.





## Detrás de cada gran producto hay una gran marca

# trident



al servicio de su laboratorio y clínica dental

### **DepoDent Depósito Dental**

Oficinas comerciales Castellón -- Tarragona

ventas@depodent.es Tel. +34 911 976 174 WhatsApp 605 06 06 31 https://depodent.es Centros Distribución: Territorio Nacional

Cataluña-Levante Centro-Madrid Zona Norte

DEPÓSITO DENTAL