

Futurabond® M+

ADHESIVO UNIVERSAL

Futurabond® M+

CADA GOTA, UN BENEFICIO

Un adhesivo que es adecuado para cada situación:

Futurabond M+ combina en sólo un frasco todo lo que espera un dentista de un adhesivo, y para lo que se requieren normalmente varios preparados diferentes. De hecho, permite un trabajo universal, rápido y de alta calidad. Mediciones científicas presentan muy buenos valores de adhesión de Futurabond M+ al esmalte y a la dentina y documentan así una eficacia suprema en el ámbito de aplicación más amplio de un adhesivo. Pero también en combinación con varios otros materiales, como sustratos de óxido de zirconio, se le atestan unos valores de adhesión excelentes al adhesivo universal en monofrasco. En casos dónde algunas indicaciones especiales, como por ejemplo la reparación intraoral de

restrauraciones íntegramente de cerámica, requerían el uso de un agente de preparación (Primer) adicional, consigue ahora Futurabond M+ solo – como se puede comprobar – iguales o mejores resultados.

Como último toque de la versatilidad universal, le permite Futurabond M+ a cada usuario de elegir libremente si quiere acondicionar de antemano el tejido duro del diente con ácido fosfórico o si no lo quiere hacer. Gracias a la nueva tecnología de monómeros utilizada se excluye un sobregabado de la dentina, así se pueden prevenir de forma segura las sensibilidades postoperatorias.

Libre elección de la técnica de grabado:

- Autograbado ✓
- Grabado selectivo ✓
- Grabado total ✓

Para restauraciones **directas e indirectas** con todos los composites fotopolimerizables, de autocurado y de curado dual a base de metacrilatos.*

Óptimas propiedades de mojado proporcionan un **sellado seguro** de los túbulos dentinarios – ningunas sensibilidades postoperatorias.

Para **reparaciones intraorales** de obturaciones, revestimientos de cerámica y restauraciones íntegramente de cerámica

Se aplica en una sólo capa – trabajo rápido en sólo **35 segundos**.

El contenido es suficiente para más de **250 aplicaciones**.




* en caso de composites de autocurado y de curado dual junto con Futurabond M+ DCA (activador para el curado dual)


Futurabond® M+

FLEXIBLE Y EFICAZ

Restauración indirecta



Reparación de restauraciones íntegramente de cerámica



Scotchbond Universal, Xeno Select, Z-Prime Plus, AZ Primer y Monobond Plus no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.

Futurabond® M+

ADHESIVO UNIVERSAL

Indicaciones

Restauraciones directas e indirectas con todos los composites de obturación, de reconstrucción de muñones y de fijación fotopolimerizables, a base de metacrilatos

Reparación intraoral de obturaciones, revestimientos de cerámica y restauraciones íntegramente de cerámica sin solución de preparación (Primer) adicional

Tratamiento de cuellos del diente hipersensibles

Barniz protector para obturaciones de cemento ionómero de vidrio

Sellado de cavidades antes de las restauraciones de amalgama y antes de la fijación provisional

En combinación con Futurabond® M+ DCA (activador para curado dual)

Restauraciones directas e indirectas con todos los composites de obturación, de reconstrucción de muñones y de fijación de autocurado y de curado dual a base de metacrilatos

Fijación de postes radiculares con composites de fijación de curado dual y autocurado

Ventajas

- Utilizable con y sin el grabado con ácido fosfórico
- Excelentemente apropiado para restauraciones directas e indirectas
- Adhesión segura a diversos materiales como metales, óxido de zirconio, óxido de aluminio así como cerámica de silicato sin el uso de un agente de preparación (Primer) adicional
- Se aplica en una sólo capa – trabajo rápido en solamente 35 segundos

Presentaciones

- | | |
|----------|---|
| REF 1515 | Frasco 5 ml, accesorios |
| REF 1516 | Frasco 3 x 5 ml |
| REF 1518 | Futurabond M+ DCA – frasco 2 ml |
| REF 2246 | Endo Tim, pincel de aplicación, para el uso en el conducto radicular, 50 u. |
| REF 2247 | Single Tim, pincel de aplicación, 100 u. |
| REF 2315 | Paletas de mezcla, 20 u. |



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Línea gratuita: +800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

Distribuidor:

