

Caring People. Improving Lives*

**Prendre soin de tous. Améliorer les vies*

Catalogue Instrumentation

PRODONT-HOLLIGER



 FABRIQUÉ EN
FRANCE

 acteon



PRODONT-HOLLIGER

notre vision

notre mission

Nous croyons que les soins de santé sont avant tout une question de qualité de vie. Les traitements médicaux sont plus que de simples procédures, ils rétablissent la santé, le confort, la confiance et le bonheur et améliorent la vie de millions de patients chaque année. Notre vision est d'ouvrir la voie à une industrie de la santé plus centrée sur l'humain, basée sur des soins proactifs à vie.

Vous apporter des solutions intégrées et de confiance pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus tout en améliorant la pratique au quotidien.

Nous fournissons des workflows complets et intuitifs qui mettent la technologie au service des personnes et aident les professionnels de santé à rétablir la santé des patients de manière efficace et économique.

our vision

our mission

We believe healthcare is, above all, about quality of life. Medical treatments are more than just procedures; they restore health, comfort, confidence, and happiness, improving the lives of millions of patients each year. Our vision is to pave the way for a more human-centered healthcare industry, based on proactive, lifelong care.

Providing you with integrated, trusted solutions to allow you to focus on what matters most while improving daily practice.

We provide comprehensive and intuitive workflows that put technology at the service of people and help healthcare professionals restore patients' health efficiently and cost-effectively.

PRODONT-HOLLIGER, UNE LONGUE HISTOIRE D'ENTREPRENEURS-CREATEURS

PRODONT-HOLLIGER, A LONG HISTORY OF ENTREPRENEURS AND CREATORS

1948

En Auvergne, M. Dubost crée sa gamme d'instruments.
Spécialisé dans la fabrication de couteaux, il veut répondre à la demande des chirurgiens dentistes.

In Auvergne (Center of France), Mr. Dubost creates his instruments range. Specialized in knives manufacture, he wants to meet the demands of dentists.



1960

Après le décès de M. Dubost, M. Maréchal, directeur technique, dirige la société et crée la marque d'instruments dentaires SAFICO®.

After Mr. Dubost death, Mr. Maréchal, technical manager, becomes general manager and creates the SAFICO® instruments range.



1975

Bernard Holliger développe sa marque de miroirs dentaires ACTUAL®.

Bernard Holliger creates the ACTUAL® mirrors range.



1986

PRODONT-HOLLIGER devient partie intégrante du groupe industriel NEW GROUPE NADIA, avec 3 sites de production: Cholet (49), Olliergues (63), Vence(06).

PRODONT-HOLLIGER becomes part of NEW GROUPE NADIA, with 3 production facilities in France.



2014

Les 3 sites de productions sont regroupés à Olliergues (63) pour une meilleure performance.

The 3 production facilities are regrouped in Olliergues (Center of France) for better service and performance.



2017

PRODONT-HOLLIGER intègre le Groupe ACTEON
PRODONT-HOLLIGER joins ACTEON GROUP



GAMME MIROIRS / Mirrors - Mundspiegel - Espejos	10
Miroirs de bouche	10
<i>Mouth mirrors - Mundspiegel - Espejos de boca</i>	
Micro miroirs et manches pour miroirs	13
<i>Micro mirrors and handles - Mikro Spiegel und Halter - Micro espejos y mangos</i>	
Miroirs photographiques double face	15
<i>Double sided photographic mirrors - Doppelseitig Fotospiegel - Espejos fotográficos doble cara</i>	
Miroirs à pas de vis CONE SOCKET	16
<i>CS mirrors - CS spiegel - Espejos CS</i>	
INSTRUMENTS DIAGNOSTIC / Diagnostic - Diagnostik - Diagnostic	18
Kits Examen & Soin	18
<i>Examination & Care Sets - Diagnostik- & Pflege Sets - Equipos cuidado y examen</i>	
Précelles	20
<i>Tweezers - Zahnpinzetten - Pinzas</i>	
Sondes	21
<i>Probes - Zahnsonden - Sondas exploradores</i>	
INSTRUMENTS RESTAURATION / Restorative - Restauracion	22
Spatules Obturation & Modelage	22
<i>Spatulas - Spateln - Espátulas</i>	
Fouloirs à amalgames	24
<i>Amalgam instruments - Amalgam-Instrumenten - Instrumentos para amalgama</i>	
Instruments à sculpter	25
<i>Scalers - Zahnreiniger - Instrumentos para modelar</i>	
Brunissoirs	26
<i>Burnishers - Brünierer - Bruñidores</i>	
GINGIPROTECT	27
Excavateurs	28
<i>Excavators - Exkavatoren - Excavadores</i>	
Spatules à ciment	30
<i>Cement spatulas - Zementspatel - Espatulas para cementar</i>	
EMPREINTE / PROTHESE / Impression - Abdruck - Moldes-protesis	32
INSTRUMENTS PARODONTOLOGIE / Periodontal - Periodoncia	35
Sondes graduées et Curettes	35
<i>Graduated probes & Curettes - Sonden & Küretten - Sondas y Curetas</i>	
Détartreurs	36
<i>Scalers - Zahnreiniger - Limpiadores de sarro</i>	
BISTOURIS	38
<i>Scalpel - Skalpelle - Bisturi</i>	
Précelles, décolleurs	39
<i>forceps, periosteal elevators - Nahtpinzetten, Raspatorien - Pinzas, periostomo</i>	
Décolleur Dr ROOS	40
<i>Dr ROOS elevator - Dr ROOS Raspatorien - Dr ROOS periostomo</i>	
Porte-Aiguille	41
<i>Needle holders - Nadelhalter - Porta agujas</i>	
INSTRUMENTS EXTRACTION / Extraktion - Extraccion	42
Syndesmotomes	42
<i>Syndesmotomes - Syndesmotomos</i>	
Elévateurs	44
<i>Elevators - Wurzelheber - Elevadores</i>	
Daviers	48
<i>Forceps - Zahnzangen - Forceps</i>	
Curettes	51
<i>Sharp spoons - Scharfe Löffel - Curetas cortantes</i>	

SOMMAIRE / INDEX

► Index alphabétique / Alphabetical index page / Seite / pagina 94

INSTRUMENTS CHIRURGIE / Surgery - Cirugia	54
Ciseaux	54
Scissors - Scheren - Tijeras	
Précelles	56
Tweezers - Pinzetten - Pinzas	
Pinces	57
Forceps - Klemmen - Pinzas	
Porte-Aiguille	59
Needle holders - Nadelhalter - Porta agujas	
Bistouris	60
Scalpel - Skalpelle - Bisturi	
 INSTRUMENTS IMPLANTOLOGIE / Implantology - Implantologia	 62
Accessoires	62
Accessories - Verschiedenes Zubehör - Accesorios	
Précelles à tissus	64
Tweezers - Pinzetten - Pinzas	
Porte-Aiguille	65
Needle holders - Nadelhalter - Porta agujas	
Ciseaux	65
Scissors - Scheren - Tijeras	
Décolleurs	66
Retractors - Raspatorien- Periostomo	
Extracteurs d'implants et de vis	68
Extractors for implants and screws - Extrakto- Destornillador	
 ORTHODONTIE / Orthodontia - Ortodoncia	 70
Écarteurs	70
Cheek retractors - Wangenhalter - Separadores	
Mélangeur à alginates	71
Alginates mixer	
Pinces	72
Pliers - Zangen - Alicates	
Précelles orthodontiques	75
Tweezers - Pinzetten - Pinzas	
Accessoires	76
Accessories - Verschiedenes Zubehör - Accesorios	
 ACCESSOIRES / Accessories - Verschiedenes Zubehör - Accesorios	 78
Cassettes	80
Tray - Kassette - Casete	
Brûleurs	81
Burners - Brenner - Quemadores	
 WORKFLOWS	 84
CASSETTES INSTRUMENTS ENDO	84
MALETTE INSTRUMENTS ÉTUDIANTS	86
Workflow Students - Workflow Studenten - Workflow Estudiantes	

INNOVATION QUALITE PERFORMANCE

INNOVATION QUALITY PERFORMANCE

Sertissage optimal : La monture épouse le miroir, pas de bord coupant, pas de rétention de sang ou d'impuretés.

Optimal crimping : the frame suits the mirror, no sharp edges, no blood and dirt retention.

Soudure plate et ergonomique : Plus confortable pour le patient durant l'examen intra oral.

Flat and ergonomic soldering : More comfortable for the patient during intra oral visualization.



2 types de pas de vis

Standard (Simple Stem, SS) et Cone Socket (CSS)

2 types of stems

Standard (Simple Stem, SS) and Cone Socket (CS)

Tige Simple (SS)
Simple Stem



Tige Cone Socket (CSS)
Cone Socket stem



La tige miroir Cone Socket est conique, longue avec un pas de vis de plus grand diamètre et est utilisée uniquement aux USA, en Espagne, au Canada et en Corée du Sud.

Cone Socket stem has a bigger diameter of thread (used mainly in Spain, USA, Canada and South Korea).



MIROIRS DE BOUCHE

MOUTH MIRRORS

SIMPLE FACE
SIMPLE SIDED



DOUBLE-FACE
DOUBLE SIDED





MICRO MIROIRS
MICRO MIRRORS



MIROIRS PHOTO

PHOTOGRAPHIC MIRRORS



► Détail références page 11 / See page 11 for details

NOTRE GAMME DE MIROIRS

OUR MIRRORS RANGE



pure
reflect®

Respect des teintes
en esthétique et chirurgie

Taux de réflexion proche de 100%*

Clarté incomparable en bouche

Précision des détails

True colors
for aesthetic and surgery works

Almost 100% of reflection rate*

Very bright reflection


Very accurate

Résistant
aux rayures
Scratch resistant

Haute Réflection
High Reflection **RH**

Traitement Intense
Intense Treatment **TI**

Image claire
Bright image



Front surface

Vue en coupe du miroir
Cross-section of the mirror

Réflexion de l'image
Image reflection

Couche métallique
Metallic layer
Verre
Glass
Monture
Frame

Image reflétée directement à la surface du
verre, pas de distorsion

PAS D'EFFET DOUBLE IMAGE

Image reflected directly on the glass surface,
no distortion

NO DOUBLE IMAGE EFFECT

pure
reflect®



Competitor

*Selon étude Laboratoire H.Curien CNRS Saint Etienne du 12/2013.

Décolleur du Dr ROOS*


pour endodontie rétrograde

*Professeur à la Faculté de Strasbourg

Dr ROOS retractor*

for retrograde endodontics

*Teacher in Strasbourg university (FRANCE)



3 en 1

Tous les avantages d'un décolleur, d'un écarteur et de la vision d'un excellent miroir.

3 in 1


All the benefits of an elevator, a retractor and the vision of a great mirror.

Contrôle de la résection apicale (opération d'un abcès sur l'extrémité de la racine de la dent) lors de chaque phase: décollement de la gencive, forage de l'os, section de la pointe de la racine, curetage de la cuvette osseuse, préparation et obturation du canal.

Control of the apical resection (removal of an abscess on the tip of the root) during every phase: Retraction of the gum, drilling of the bone, the section of the tip of the root, curettage of the osseous basin, the preparation and the closing of the canal.

Pour désobturation à rétro.

For retrograde root canal unobturation.



Miroir cranté pour ne pas glisser sur l'os.

Notched mirror to prevent slipping on the bone.

Mise en place d'implant avec contrôle de l'axe, forage et vissage.

Setting of implant with control of the axis while drilling and screwing.


Contrôle de l'élimination du tartre et des défauts osseux dans le miroir.

Control of the elimination of the tartar and the osseous defects in the mirror.

INNOVATION QUALITE PERFORMANCE

gingiprotect®

Véritable bouclier de protection de la gencive et de son attache épithéliale pendant la taille.



Le champ d'indications du Gingiprotect® comprend :

- ▶ la **réclinaison gingivale** lors des préparations des limites cervicales juxta ou intra-sulculaires.
- ▶ l'accès aux **joints de collage** des Restaurations Adhésives de Céramique (RAC) pour un polissage minutieux.
- ▶ l'**élimination des résidus** de ciment de scellement sur les piliers des couronnes implantaires.
- ▶ l'**accès aux cavités** de classe V pour les collages de composites.
- ▶ le **refoulement de la digue** lors de l'insertion et du collage de la pièce prothétique.



"Respecter la gencive marginale est un impératif incontournable en restaurations esthétiques. L'écarteur gingival du Dr Radisson, le Gingiprotect®, devient, pour celui qui l'essaie, un instrument aussi indispensable que la sonde parodontale."

Dr Jean-François LASSERRE (Bordeaux)

VIDEO



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Manche Handle Design

Gamme économique pour l'usage courant.

Budget range for everyday use.

Inox médical
léger

*Light medical
stainless steel*

Méplats pour
une prise en
main fiable et
une pression
uniforme


*Flats for a
secure grip and
even pressure*

Précision
du geste

*Precise
gesture*

Surface lisse:
nettoyage
facile

*Smooth
surface, easy
cleaning*



Manche **XL** style


Gamme premium pour une utilisation exigeante.

Premium range for demanding use.




Diamètre optimal du manche: prévention du syndrome du canal carpien*

*Optimal handle diameter: prevention of carpal tunnel syndrome**




Méplats pour une prise en main fiable et une pression uniforme

Flats for a secure grip and even pressure




Précision du geste

Precise gesture



Surface lisse: nettoyage facile

Smooth surface, easy cleaning



Manche satiné anti reflet: moins de fatigue visuelle

Anti-glare surface, less eyestrain



* Source: The effects of periodontal instrument handle on hand muscle load and pinch force, D. Rempel; D. Lee; K. Dawson; P. Loomer; JADA 143 (10) - October 2012

SOLUTION ANTI GOUTTES / ANTI BUEE

Anti-Mist protection for mirrors - Anti Dunst für Spiegel - Solucion Antivaho para espejos

**Une seule pulvérisation pour bien voir.
Une efficacité incomparable.**

*Just one spray for clear vision.
Unparalleled effectiveness.*



- 1. Pulvérissez**
- 2. Essuyez légèrement**
- 3. Prêt à l'emploi**



*Spray
Wipe*

Ready to use



*Spray
Wischen*

Anwendungsbereit



*Spray
Seque*

Preparado al empleo




ABF

MIROIRS

Miroirs de bouche
Mouth mirrors - Mundspiegel - Espejos de boca

MIROIRS de BOUCHE
Mouth mirrors - Mundspiegel - Espejos de boca



Miroirs **Plans** tige standard / Plane mirrors Simple Stem

MIROIRS

Miroirs de bouche
Mouth mirrors - Mundspiegel - Espejos de boca



PURE REFLECT

N°	Ref.	Qty
0	MP3614PH	12
1	MP3616PH	12
2	MP3618PH	12
3	MP3620PH	12
4	MP3622PH	12
5	MP3624PH	12
6	MP3626PH	12
7	MP3628PH	1
8	MP3630PH	1
9	MP3640PH	1
10	MP3655PH	1

ALUMINIUM

N°	Ref.	Qty
3	MP3120PH	12
4	MP3122PH	12
5	MP3124PH	12
6	MP3126PH	12
7	MP3128PH	1
8	MP3130PH	1
9	MP3140PH	1
10	MP3155PH	1

RH

N°	Ref.	Qty
2	MP3318PH	12
3	MP3320PH	12
4	MP3322PH	12
5	MP3324PH	12
6	MP3326PH	12
8	MP3330PH	1
9	MP3340PH	1

TI

N°	Ref.	Qty
3	MP3520PH	12
4	MP3522PH	12
5	MP3524PH	12
6	MP3526PH	12

Boîte de 20 miroirs PLANS

Box of 20 mirrors, PLANE

ALUMINIUM

N°	Ref.	Qty
4	MPV3122PH	20
5	MPV3124PH	20

Miroirs Grossissants tige standard
Magnifying mirrors x3,5 Simple Stem

ALUMINIUM

N°	Ref.	Qty
4	MP3222PH	12
5	MP3224PH	12

MIROIRS DOUBLE FACE STANDARD

Double sided - Doppelseitig - Doble cara



- Grâce aux 2 faces réfléchissantes opposées, plus besoin de tourner le miroir pour passer de droite à gauche en bouche.
- Monture adaptée à la cavité buccale, utilisable comme écarteur.
- Double sided mirror, Ergonomic mounting: no need to turn the mirror
- Can be used as a retractor

PURE REFLECT

N°	Ref.	Qte
4	MP7722PH	6
5	MP7724PH	6
4	MP7822PH	12
5	MP7824PH	12



RH

N°	Ref.	Qte
4	MP7322PH	12
5	MP7324PH	12
4	MP7422PH	6
5	MP7424PH	6

TI

N°	Ref.	Qte
4	MP7522PH	12
5	MP7624PH	6

MIROIRS GAMME DE LUXE HOLY, HOLY-CLAR, DMS

Top range mirrors - Hohe Qualität Spiegel - Espejos Gran calidad



HOLY

Emballage DELUXE individuel:
Transport sécurisé


Individually packed and protected

Individuelle Packung

Cajitas individuales

ALUMINIUM

Plan	N°	Ref.	Qte
	4	MP105122PH	12



HOLY-CLAR

Effet Anti-buée

Anti Mist / Hauchfrei / Anti-vahos

ALUMINIUM

Plan	N°	Ref.	Qte
	4	MP105222PH	12

Un compartiment scellé dans le miroir contient une poudre à base de cuivre permettant d'accumuler la chaleur: tremper le miroir dans l'eau chaude avant utilisation, la poudre maintient la température pour éviter la buée.

A sealed compartment inside the mirror contains a copper-based powder that helps retain heat: soak the mirror in hot water before use; the powder maintains the temperature to prevent fogging.



DMS

Boîte Plastique

Plastic box with individual slots

Plastik Pckg

Caja de plastico

RH

Plan	N°	Ref.	Qte
	4	MP103322DMS	12
	5	MP103324DMS	12


MICRO MIROIRS

Micro mirrors - Mikro Spiegel - Micro espejos



Opérations avec loupe ou microscope,
utilisés en endo à rétro.
Nos Micro-miroirs répondent à vos
exigences !

*Designed for surgery
under microscope and
magnifying glass.*



pure
reflect®

MP3303PH



Ø3mm

MP3305PH



Ø5mm

MP3306RPH



7x2mm

MP3310RPH



9x3mm



Ø3mm

MP1303PH



Ø5mm MP1305PH



7x2mm MP1306RPH



9x3mm MP1310RPH

Manche double pour micro miroirs



210.02XL

MANCHES MIROIRS A PAS DE VIS SIMPLE STEM

Mouth mirrors handles - Mundspiegel-Griffe - Mangos para espejos



210.00XL



210.00D



210.00



13313

Hexagonal



210.01

Gradué / millimetric / graduerte / graduado

Échelle / Scale 1:1

MIROIRS

MICRO MIROIRS
Micro mirrors - Mikro Spiegel - Micro espejos

MANCHE ORIENTABLE POUR MIROIRS PHOTOGRAPHIQUES


Photographic mirrors holder - Halter für Fotospiegel - Mango para Espejos fotográficos

MIROIRS



MZP214

L. 148 mm, diam. 15mm à 20mm, 107g, Rot. 70°



Aluminium anodisé, forme légèrement conique. L'extrémité mobile permet de photographier sous différentes inclinaisons sans toucher le miroir. L'angle choisi reste fixe.

Les 2 faces du miroir double sont utilisables. Notre manche peut recevoir tous nos miroirs photographiques, interchangeables en un clin d'oeil.



Anodized aluminium, slightly cone shaped. The articulated upper part permits taking photos in different positions without touching the mirror. Both sides of our double sided photographic mirrors can be used for an extra long life time. Our new handle can hold all types and shapes of our photographic mirrors in an instant.



Konische Form, anodisiertes Aluminium. Einstellbares Kopfteil, das die Foto-Aufnahme in verschiedenen Einstellungen erlaubt, ohne den Spiegel zu berühren. Beide Seiten unserer doppelseitigen Fotospiegel können benutzt werden. Alle unserer Fotospiegel können in unseren Griff eingefügt werden.



De aluminio anodizado y de forma ligeramente cónica. La parte superior orientable permite sacar fotografías en diferentes inclinaciones sin tocar el espejo. Con los espejos de doble cara ambas son utilizables. Nuestro mango sirve para todos nuestros espejos fotográficos.

CONTRASTEURS

Contrastors - Zahnkontrastmittel - Contrastantes dentales



MIROIRS PHOTOGRAPHIQUES DOUBLE FACE

Double sided photographic mirrors - Doppelseitig Fotospiegel
Espejos fotográficos doble cara



MIROIRS

Miroirs photographiques DOUBLE FACE
Double sided photographic mirrors - Doppelseitig Fotospiegel - Espejos fotográficos doble cara



Face occlusale Adulte

Occlusal surfaces Adult
Gaumenflächen Erwachsene
Cara de oclusión Adulto

TI MZP511
CH MZP512
Pure Reflect MZP516



Face occlusale Enfant

Occlusal surfaces Child
Gaumenflächen Kinder
Cara de oclusión niño


TI MZP521
CH MZP522
Pure Reflect MZP526



Faces Vestibulaires

Buccal surfaces
Bukkale flächen
Caras vestibulares

TI MZP531
CH MZP532
Pure Reflect MZP536



Face linguale fin

Lingual surface
Zungenoberflächen
Cara lingual fina

TI MZP541
CH MZP542
Pure Reflect MZP546



Face linguale large

Wide Lingual surface
Zungenoberflächen
Cara lingual amplia

TI MZP551
CH MZP552
Pure Reflect MZP556



Forme latérale

Lateral shape
Lateralform
Forma lateral

TI MZP561
CH MZP562
Pure Reflect MZP566


pure
reflect

136,81 €

Respect des couleurs proche de 100%
Almost 100% of reflection rate

TI


CH



Face occlusale large

Large occlusal surface
Gaumenflächen gross
Cara de oclusión amplia

TI MZP571
CH MZP572
Pure Reflect MZP576



Face occlusale extra large

Extra large occlusal surface
Gaumenflächen sehr gross
Cara de oclusión extra amplia

TI MZP581
CH MZP582
Pure Reflect MZP586

CASSETTE POUR MIROIRS PHOTOGRAPHIQUES

Photo mirrors tray

Fotospiegel-Kassette / Espejos fotográficos casete

19,8x16,3x3,7 cm

Protection durant la stérilisation

Protection during sterilization

Schutz während der Sterilisation

Protección durante la esterilización



233.19 194,46 €

MIROIRS À PAS DE VIS CONE SOCKET

CS Micro mirrors - Mikro Spiegel - Micro espejos

La tige miroir Cone Socket est conique, longue avec un pas de vis de plus grand diamètre et est utilisée uniquement aux USA, en Espagne, au Canada et en Corée du Sud.

Cone Socket stem has a bigger diameter of thread (used mainly in Spain, USA, Canada and South Korea).




Tige Simple (SS)

Simple Stem

Tige Cone Socket (CSS)

Cone Socket stem



Opérations avec loupe ou microscope, utilisés en endo à rétro.

Designed for surgery under microscope and magnifying glass.



Ø3mm



MP4303PH

Ø5mm



MP4305PH

7x2mm



MP4306RPH

9x3mm



MP4310RPH



Pas de vis Cone Socket sur manche au choix

Cone Socket stem on various handles

MIROIRS À TIGE PAS DE VIS CONE SOCKET (USA, Canada, Espagne, Corée Sud)

CS Mouth mirrors - Mundspiegel - Espejos de boca

Miroirs Plans tige CSS / Plane mirrors CSS



N° Ref. Qte
4 MP4622PH 12
5 MP4624PH 12

ALUMINIUM

N° Ref. Qte
5 MP4124PH 12

RH

N° Ref. Qte
5 MP4324PH 12

TI

N° Ref. Qte
4 MP4522PH 12
5 MP4524PH 12

Miroirs Plans Double-face CSS / Double sided CSS

N° Ref. Qte
5 MP8324PH 12

N° Ref. Qte
5 MP8524PH 12

Miroirs Grossissants tige CSS / Magnifying mirrors x3,5 CSS

ALUMINIUM

N° Ref. Qte
5 MP4224PH 12

MANCHES MIROIRS À PAS DE VIS CONE SOCKET

CS handleless - CS Griff - Mangos CS



212.00XL



212.00D



212.00

SOLUTION ANTI GOUTTES / ANTI BUEE

Anti-Mist protection for mirrors - Anti Dunst für Spiegel - Solucion Antivaho para espejos

Une seule pulvérisation pour bien voir.

Just one spray for clear vision.

Unparalleled effectiveness.

1. Pulvérisiez
2. Essuyez légèrement
3. Prêt à l'emploi



Spray
Wipe

Ready to use



Spray
Wischen

Anwendungsbereit



Spray
Seque

Preparado al empleo



ABF

MIROIRS

Miroirs à tige pas de vis CONE SOCKET
CS Mouth mirrors - Mundspiegel - Espejos de boca