

BADER.

Dental TRAINING



Prácticas Realistas y
de Calidad

bader.es

La primera DECISIÓN

Puede ser
sencilla

Además
incluyen:



Garantía hasta
Fin de Estudios



Revisión Gratuita
cada Fin de curso

DepoDent Suministros Dentales



Rotatorios Complacent

Mejor diseño
Mayor vida útil

Más fácil de desmontar, lubricar y
mantener. Sólo con un giro de mano

Micromotor Newmatic
Mantiene las RPM exactas durante el procedimiento
Neumático / Irrigación interna / Conexión Midwest / <62db

Contra-ángulo Complacent
Con Luz LED Autogenerada en el Kit D'lux / Transmisión 1:1 / <61db

Pieza de mano Complacent
Transmisión 1 : 1 / <61db

KIT D'LUX

Turbina Forcesilence con Acople
+ Rotatorios Complacent



Ref.0605800

Multiflex
Acople Rápido
4 agujeros

KIT MASTERS

Turbina Ledultimate
+ Rotatorios Complacent



Ref.0604100

Midwest
Conexión Directa
4 agujeros



La turbina cuenta con luz Led alimentada
directamente de la instalación eléctrica de la unidad,
ofreciendo luz estable durante toda la práctica.
Para mantener la temperatura adecuada durante el
tratamiento, el Spray cuádruple dirige agua y aire
hacia la fresa. 330.000 rpm / <60 db

El Acople Multiflex permite conectar y cambiar tu
turbina en un solo clic. Se le llama "Acople rápido".

Ventajas: mayor rapidez en los cambios y en la
esterilización. Te permite girar la turbina sobre sí
misma, reduciendo la fatiga en la mano al cambiar de
postura. El acople tiene luz led autogenerada para usar
en equipos sin instalación eléctrica.



El modelo Ledultimate incluye también el spray
cuádruple para no dañar la dentina durante el
tratamiento, y está acompañado por luz led
autogenerada; es decir: la intensidad de luz depende
del flujo de aire generado, al no depender de si el
equipo cuenta o no con una instalación eléctrica.
330.000 rpm / <60 db

Conexión directa Midwest significa: Conectado
directamente a la manguera e implica enroscar y
desenroscar según los cambios.

Ventajas: Permite tener luz LED en cualquier unidad
dental, incluso en las más antiguas que no cuentan
con preinstalación en las mangueras.



Rotatorios Smart Line

Todo lo necesario para empezar

Una solución práctica para estudiantes que buscan funcionalidad

Micromotor Smart Line
Neumático / Irrigación interna / Conexión Midwest / <63db

Contra-ángulo Smart Line
Transmisión 1 : 1 / <62db

Pieza de mano Smart Line
Transmisión 1 : 1 / <60db

DepoDent Suministros Dentales

KIT NEO

Turbina Forcesilence con Acople

+ Rotatorios Smart Line



Ref.0605300

Multiflex
Acople Rápido
4 agujeros

Si valoras la agilidad. Cambios rápidos, mayor libertad de movimiento y una forma de trabajar más dinámica desde las primeras prácticas. Te recomendaría el Kit Neo, si buscas flexibilidad/precio

Los puntos clave:

- Turbina Forcesilence: conexión Multiflex / <60 db / luz led alimentada / 330.000 rpm / Spray cuádruple
- Cambio de turbina en un "clic"
- Acople con giro de 360° para mejorar la ergonomía
- Luz LED autogenerada integrada en el acople, compatible hasta con equipos sin instalación eléctrica
- Inversión contenida

KIT 4MATIC

Turbina Ledultimate

+ Rotatorios Smart Line



Ref.0604900

Midwest
Conexión Directa
4 agujeros

Si buscas la sencillez. Una conexión directa, compatible con cualquier unidad y lista para trabajar desde el primer momento. Ser el DentalKit más vendido lo avala

Los puntos clave:

- Turbina Ledultimate: conexión Midwest / <60 db / 330.000 rpm / Spray cuádruple
- Luz LED autogenerada en la turbina, para trabajar incluso en unidades sin preinstalación eléctrica
- Menor número de componentes, un producto sencillo y compacto
- Conexión directa a la manguera mediante rosca
- Nuestro producto más vendido

KIT SMART

Turbina Eco Air Torque

+ Rotatorios Smart Line



Midwest
Conexión Directa
4 agujeros

Ref.0603100

Necesita comenzar las prácticas y gastar lo mínimo. El Kit Smart cuenta con lo básico: Turbina con conexión Midwest, la más compatible. Y un Spray simple con 3 orificios

Los puntos clave:

- Sólo para uso académico
- La opción más económica
- Turbina Eco Air Torque: conexión Midwest / 330.000 rpm / Spray simple / Sin Iluminación

Tel. central 911 976 174 - WhatsApp 605 06 06 31

<https://depoent.es>

Esenciales Prácticas

Material de supervivencia ODONTO.

Primeros Pasos

Kit primera
exploración
Ref. 17/0000

Jeringa para anestesia
Ref. 17/4059

Vasos Dappen Silicona
Ref. 11/039

Para Endodancias

Set de Dientes para:
Pulpotomía AK6 x4
Ref. 0905106

Fresero endo-implante
Ref. 11/024

Posicionador
Radiográfico
Ref. 11/018

Regla calibrada
Gutapercha
Ref. 11/036

Esponjoso porta limas
Ref. 11/021

Set de dientes transparentes
Ref. 0905128

Para Ortodancias

Alicate Weingart
Ref. 1225

Estrella
posicionadora
de brackets
Ref. 5/397

Prótesis e Impresión

1° tomar el modelo con una
Cubeta desechable de Bader
x10 Uds. Todas las medidas
Ref. 540001 - 540010

2° Vaciado y preparación
de modelos

Taza de silicona XL
Ref. 090620

Usa el cuchillo
y corta el yeso
Ref. 9/001

Usa la espátula
para remover
Para Cemento doble
Ref. 17/12005
Para Yeso de 24cm
Ref. 9/002
Para Cera
Ref. 9/005

Rellena los zocaladores
Ref. 090614

+ Cubetas Rim Lock
Ref. 820000

3° Coloca el molde y
consigue el balance
oclusal con:
Articulador
balanceado
Ref. 0905023

4° Asegura que la prótesis
encaje a la primera con:
Calibrador Boley
Ref. 9/025

5° Esculpe, corta y dar
forma a la cera sobre un
modelo de yeso con:
Tallador Lecrom
Ref. 17/12004-1

Periodoncia y Cirugía bucal

Kit 10 Forceps
Ref. B0000

Instrumental
si quieres hacer cirugía

Separador Minnesota 14
Ref. 17/4060
Separador Langenbeck
Ref. 17/4047

Periostótomo Molt
Ref. 17/4020
Cureta Lucas de 2/3mm
Ref. 17/4028-1
Ref. 17/4028-2

Antes de practicar con pacientes

Comienza con estos:

Mango de Bisturí N°3
Ref. 17/4014-1
Castroviejo porta agujas
Ref. 17/4040
Tijeras suturas
Ref. 17/4045

Te ofrecemos:
2 modelos de
prácticas de sutura

Siliconado
Ref. 0905124
Espuma
Ref. 0904000

Operatoria y Odontología conservadora

Kit Espátulas Composite x6
Ref. 17/4004

Bruñidor Doble Huevo
Ref. 17/4003

Matrices Metal
Spring Clip
Ref. 1310

Puedes completar con:
Portamatrices Universal
Ref. 10/005

Kit de matrices 100 Uds.
+ 2 clamps
Ref. 1398

Para restauraciones clase II
Anillo para matrices
seccionales
Ref. 1299

Pulido del composite

Si buscas rapidez:
Kit Pulidores Composite
Ciclos Espiral x6
Ref. 1025

Un sistema clásico:
Kit Pulidores Composite
Esterilizable
Ref. 1021

Por si acaso:
Mandril universal
para discos de pulido
Ref. 1121


DENTAL TRAINING

Formación - Fantomas

Simulación Avanzada

Fantoma Maniquí completo
Ref. 0904007-2
Tipodonto tipo Frasco® AG-3
Compatible: Frasco® ANA-4
Base mandibular magnética

Versión: Anclaje a Mesa
Ref. 0904011
Incluye: Tipodonto AG-3
Compatibilidad total



¿Cómo elegir el tipodonto correcto?

Por Compatibilidad de anclaje a fantoma:
¿Cuál usan en el preclínico?
Compatible para: Frasco®, Nissin®, Kavo®...



Tipodonto con articulador tipo:
Frasco® AG-3
Ref. 0905100
32 dientes atornillables

Sin articulador
Ref. 0905000

Por Conexión:
¿Con Articulador o sin articulador?

Por Modelo: Según la práctica: Estándar Adulto (Ej. AG-3, ANA-4), Infantil/Especialidad: Periodoncia, Ortodoncia, Endodoncia...

Simulación Intermedia

Fantoma completo Simplicity
Ref. 0904006
Incluye Tipodonto adulto tipo:
Nissin® y Columbia®
Compatible: Frasco®

Simulación BÁSICA

Fantoma modelo práctica
Ref. 0904004
Opción a elegir con:
tipodonto adulto (32 dientes)
o odontopediátrico Nissin® (24 dientes)
Boca + articulador

Versión: anclaje a sillón
Ref. 0904010
Con las mismas opciones de elección de tipodonto



Dientes de Reposición por tipodonto
0905000-6 (ANA-4)
0905000-1 (AG-3)
0905000-10 (AK-6)
0905000-4 (Nissin®)

+ Modelos

Tipodonto odontopediátrico tipo:
Frasco® - modelo AK6
Ref. 0905000-8PB
24 dientes atornillables

Tipodonto con articulador Odontopediátrico
Tipo Nissin®
Ref. 0905000-3
24 dientes atornillables

Tipodonto tipo:
Frasco® ANA-4
Ref. 0905000-5
28 dientes atornillables

Tipodonto con articulador para adultos tipo:
Nissin® / Columbia 860®
Ref. 0905000-9
32 dientes atornillables

Consulta + Kits

DentalKIT

Soluciones para la formación

Completa con **FRESAS**



Composición de los kits Bader:

Maletín con Rotatorios
Boquillas lubricación
Spray lubricante
Mochila



+10 Años fabricando tus kits de Rotatorios



Garantía hasta Fin de Estudios



Revisión Gratuita cada Fin de curso

Las soluciones dentales Bader para la formación del alumnado, cumple con estrictos estándares de fabricación de la Unión Europea: **Certificado Europeo (CE), declaración de conformidad europea y registro español.** En vigencia y a disposición del consumidor.



El producto y/o las imágenes pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

PRECIOS SIN IVA válidos salvo error tipográfico, modificables sin previo aviso.



“Bader, especialista en el diseño y ejecución de proyectos de centros de formación, con presencia en España, Marruecos, Camboya y otros mercados internacionales.”

Unidad de Formación para 2 estudiantes

Ref. 0904012

Incluye:

- 2 Tipodontos clónicos ANA-4
- 2 Lámparas operatorias LED
- 2 Jeringas triples
- 4 Mangueras con acoplamiento Midwest
- 2 Mangueras para cánula de aspiración
- 2 Botellas para residuos
- 2 Botellas para agua destilada
- Sistema de aire y agua
- 2 Taburetes

La solución perfecta

para formar estudiantes en un entorno realista y completo,
optimizando el aprendizaje práctico.

Unidad de Formación

Ref. 0904008

Incluye:

Tipodonto ANA-4
Cabeza articulada 145°
Lámpara operatoria LED
Bandeja de trabajo giratoria
Mangueras Midwest
Jeringa triple
Pedal multifunción
Sistema de aire y agua
Taburete

El modelo + Versátil



Unidad de Formación para 1 estudiante

Ref. 0904015

Incluye:

Tipodonto ANA-4
Cabeza articulada 145°
Lámpara operatoria LED
2 Jeringas triples
Pedal de control
Pieza de mano
Botellas para residuos y agua destilada
Taburete





1



2

3

Los fantomas + REALISTAS

Para 1 ESTUDIANTE

Tipodonto clónico AG-3 y ANA-4.
Incluye articulador de cuello y cabeza.

Simula el movimiento mandibular natural

Con cabeza para una práctica clínica
más realista

1

Fantoma Dental Maniquí

Tipodonto Clónico AG-3, compatible ANA-4.
Compatible con distintas marcas.

Ref. 0904007 / 0904007 -2

2

Fantoma Dental Completo

Tipodonto ANA-4, compatible con
AG-3. Anclaje a Sillón Dental.

Ref. 0905134

3

Fantoma Prácticas

Tipodonto AG-3, con anclaje para
mesa.

Ref. 0904011

Fantomas

Anclaje a mesa



Fantoma Periodontal

Tipodonto de perioconcia de 28 dientes. Anclaje a mesa.

Ref. 0904014

Fantoma Simplicity

Tipodonto ANA-4, compatible con AG-3. Anclaje a mesa.

Ref. 0904006



Fantoma Completo Kim

Incluye Tipodonto ANA-4
Articulador de nuca

Ref. 0904003

Fantomas

Anclaje a sillón

Fantoma Anclaje a Sillón

Tipodonto 32 dientes enroscables.
Intercuspidación estable para
práctica oclusal realista

Ref. 0904010



Fantoma Simplicity

Maniquí completo con Tipodonto
ANA-4. Compatible con AG-3.

Ref. 0904006-1

Fantoma Periodoncia para Mesa

Tipodonto de perioconcia de
28 dientes.

Ref. 0904013



Modelo de Boca

Tipodonto Tipo Nissin, 28 dientes.
Con articulador. Incluye destornillador.

Ref. 0904004

BADER.

Tipodontos

Prácticas
Odontológicas

Pediátricos

Tipodontos



Tipodonto Tipo AK-6

24 Dientes Atornillados
Destornillados y Placa Base

Ref. 0905000-8PB



Tipodonto tipo Nissin

24 dientes atornillados
Destornillador y placas de montaje

Ref. 0905000-3

Adultos

Tipodontos

Tipodonto Tipo AG3

28 Dientes Atornillados
Incluye articulador y destornillador

Ref. 0905100



Tipodonto Tipo AG-3

32 Dientes atornillados
Con Articulador

Ref. 0905100



Tipodonto Tipo ANA-4

28 Dientes Atornillados
Incluye articulador y destornillador

Ref. 0905000-5



Tipodonto Tipo Columbia

32 Dientes atornillados
Con Articulador

Ref. 0905000-5



Tipodonto Clónico

28 Dientes
Cambio con Click

Ref. 0905100

Tipodonto ORTODONCIA

0905137

28 dientes móviles
Fabricado con cera de abeja
Incluye Oclisor



Tipodontos CIRUGÍA



Tipodonto Implantología

16 Dientes fijos
Para práctica de Implante

Ref. 0905107

Tipodonto Quirúrgico

28 Dientes fijos
Dientes incrustados

Ref. 0905107

Tipodonto Cirugía

Tipo Kavo
Dientes Incrustados

Ref. 0905112



Tipodontos PERIODONCIA



Tipodonto Periodoncia

24 Dientes atornillados
Placas de montaje

Ref. 0905125



Tipodonto Periodoncia

28 Dientes atornillados
Placas de montaje

Ref. 0905113



Tipodonto Periodoncia

28 Dientes
Incluye Oclisor

Ref. 0905110



Cálculo Dental

Hasta 50 prácticas más
30 ml

Ref. 0905110

Tipodonto ENDODONCIA

0905127

27 dientes atornillables
Diente incisivo para práctica de endodoncia con raíz transparente
Encías intercambiables
Articulador



BADER.

Modelos

Demostración Patologías

Macromodelos



Body On

32 dientes
Con depilado. Ideal para demostración

Ref. 0904002



Patología Completa

31 Dientes, algunos extraíbles.
Posibles casos de práctica

Ref. 0905123



Brackets de Zafiro

24 Dientes
Incluye Oclisor

Ref. 0905117



Modelo de Ortodoncia

24 Dientes y 4 atornillados
Incluye Oclisor

Ref. 0905116



Modelo de Brackets

28 Dientes Fijos
Incluye Oclisor

Ref. 0905102



Modelo Periodoncia

32 Dientes
Atornillados

Ref. 0905109



Implantes con Nervio

Apertura y Relleno del Conducto
Redicular. Dientes desmontables

Ref. 0905111



Modelo de Implante

31 Dientes Fijos
Demostración de posibles casos

Ref. 0905114



Modelo de Caries

31 Dientes Fijos
Demostración de posibles casos

Ref. 0905114



Tipodonto Edéntulo

Recrea perfectamente el hueso
Práctica de Prótesis

Ref. 0905100

Modelo para Yeso de Silicona

Ref. 0905130 / 0905121/ 0905122

Cráneo Humano **Anatómico**

Mecanismo de oclusión
Cráneo tamaño real
Cuenca de los ojos precisas y cavidad nasal interna



22 huesos del craneo diferenciados por colores

Ref. 0905136

Práctica de **Sutura**

Práctica en Espuma

Práctica 10 tipos diferentes de sutura
Ref. 0904000



Práctica en Silicona

Para práctica quirúrgica
Ref. 0905124



Práctica **Reparación Dental**

3 capas diferenciadas por color y material
8 representaciones dentales
Reproduce anatomía de los dientes

Ref. 0905148



Simulador de **Anestesia**

Ref. 0905143

Detecta los aciertos con luz y sonido
28 dientes intercambiables
Encías siliconadas
11 puntos de inyección:

- 7 en el maxilar superior
- 4 en el maxilar inferior



La práctica anestésica
más segura

Dientes De Reposición

Diferentes
patologías



Reposición dientes Periodoncia

Arcada completa 28 dientes.
Dientes atornillables
Incluye estuche

Ref. 0905125-1



Juego de dientes endo

Set 3 dientes.
Simulación de diferentes casos.


Ref. 0905131



Molar endo

Modelo con conductos.
Raíz transparente.

Ref. 0905131



Endo modelo

Conducto radiculares curvo.
Variación: curvatura 30°

Ref. 0905103



Caries removible

3 molares en dif etapas.
11,8 x 6,5 x 6 cm.

Ref. 0905101



Set de dientes endo

Tratamiento del conducto radicular.
Preparación de cavidades.

Ref. 0905128



Dientes de pulpotomia

Incluye 4 dientes.
Contiene cera en la cavidad.

Ref. 0905106



Dientes de reposicion

28 dientes .
Cambio con click

Ref. 0905135-1



Reposición dientes

Ref. 0905000-1 x32ud AG-3
Ref. 0905000-10 x24ud AK-6
Ref. 0905000-4 x24ud Nissin®
Ref. 0905000-6 x28ud ANA4



Demostración de Implante

Aumentado 2x5.
Demostración de implantes

Ref. 0905108