

Prensa hidráulica

Ref. 030350

La prensa hidráulica de laboratorio **MESTRA**, es robusta y visualmente agradable. Su manejo es cómodo y sencillo y en su construcción se han aplicado las últimas tendencias de nuevos materiales. Su sistema oleohidráulico está diseñado para que el aceite no escape de la cámara. Todas las piezas que pueden sufrir desgaste están construidas en acero bonificado y rectificado, y su acabado se hace con pintura epoxi.

La prensa **MESTRA** lleva incorporados muelles de recuperación del platillo inferior que le permiten estar siempre en posición de utilización. Su anchura entre columnas y el diámetro del platillo superior, permite introducir y sacar la(s) mufa(s) con la brida para prensa **MESTRA** Ref. 030380, sin necesidad de tener que subir ni bajar el husillo, ahorrándose tiempo e incomodidades.



ESPACIO ÚTIL

Alto	235 mm
Ancho	140 mm
Recorrido máximo del pistón	25 mm
Potencia máxima admitida	15.200 kg = 400 kg/cm ²
Potencia máxima recomendada	9.500 kg = 250 kg/cm ²

DIMENSIONES

Altura	530 mm (husillo bajo)
Ancho	225 mm
Fondo	230 mm (sin palanca)
Diámetro de la mesa	125 mm
Peso	20 kg


(L) 270 x (W) 270 x (H) 570 mm |  22 kg

Prensa

(para mufas)

Ref. 030360 = P2

Ref. 030370 = P3



Medidas interiores
Ref. 030370 = P3

255 mm
140 mm
 12,6 kg

Medidas interiores
Ref. 030360 = P2

180 mm
140 mm
 11,5 kg

Brida (para recipiente presión)

Ref. 030000



Fabricada en
duro aluminio
templado.

Medidas
interiores

175 mm
130 mm
 3 kg

Recipiente a presión

(para resinas auto-polimerizantes)

Ref. 030010

Manómetro
Ref. 030010-04

Goma de recambio
Ref. 030010-10



DIM. EXTERIORES		DIM. INTERIORES	
Alto	165 mm	Alto	115 mm
Diámetro	123 mm	Diámetro	103 mm
Peso 1,6 kg			

Brida

(de latón y A Inox. para mufas)

S-1 Ref. 030090 110 x 25-95 mm

S-2 Ref. 030100 110 x 90-165 mm

S-3 Ref. 030110 110 x 140-235 mm

Brida (con muelles)

C-1 Ref. 030120 110 x 25-75 mm

C-2 Ref. 030130 110 x 90-145 mm

C-3 Ref. 030140 110 x 140-215 mm

Brida (de A° Inox. para mufas)

S-1 Ref. 030150 110 x 45-75 mm

S-2 Ref. 030160 110 x 90-145 mm


S-3 Ref. 030170 110 x 140-200 mm

Brida (de A° Inox. c. muelles)

C-1 Ref. 030180 110 x 30-75 mm

C-2 Ref. 030190 110 x 90-145 mm


C-3 Ref. 030200 110 x 140-200 mm



Brida para prensa (de aluminio)

Ref. 030380 2 mufas


Ref. 030390 3 mufas



Brida para prensa (acero inoxidable)

Ref. 030400 2 mufas

Ref. 030410 3 mufas



Brida (de latón y acero inoxidable para puentes)

Ref. 030210




Brida (de aluminio y A° Inox. para rebases)

Ref. 030220 = AP

Ref. 030230 = I

Ref. 030240 = AG




Verticulator Handy Basic

Ref. 130100


Existe esta configuración, que podríamos llamar mínima o básica, que está recomendada para aquellos usuarios que desean iniciarse con el sistema. Mediante esta combinación es posible ejecutar la inmensa mayoría de los trabajos.

Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: obreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc.




Mufla de tornillos

Ref. 020010 (mediano) **Ref. 020020** (grande)




Mufla sin tornillos (para brida)

Ref. 020040 (mediano) **Ref. 020050** (grande)




Mufla de tornillos (con expulsor)

Ref. 020060




Mufla sin tornillos (con expulsor)

Ref. 020070



Mufla redonda

Ref. 020080




Mufla cuadrada

Ref. 020090




Mufla triangular

Ref. 020100




Mufla de tres pitones (para brida)

Ref. 020130




Mufla de dos pitones y cuñas

Ref. 020135




Mufla para puentes

Ref. 020140



Inyectora de resinas

Ref. 020195




Mufla (grande)

Ref. 020150 Material: Aluminio



Mufla (grande)

Ref. 020151 Material: Aluminio y goma




Mufla (pequeña)

Ref. 020160 Material: Aluminio y goma



Mufla (pequeña)

Ref. 020170 Material: Aluminio



Mufla (pequeña)

Ref. 020171 Material: Aluminio y goma



Muflas


Ref. 020180 Materiales: Policarbonato

Ref. 020185 Materiales: Policarbonato y goma




Muflas de duplicar (siliconas)

Ref. 020186 Material: Policarbonato




Mufla de vertido

Ref. 020202 Material: Plástico



Mufla (para inyectar poliamidas)

Ref. 020210 Material: Aluminio



Mufla para microondas

Ref. 020208 Material: Composite de alta resistencia



Mufla para duplicar (con alginato)

Ref. 020205 - Ref. 020206 Material: Metal y goma

