


Pinceles de alta calidad disponibles en tres variedades: redondos en punta con pelo de Marta Kolinsky, redondos en punta con fibra Toray Oro, y pincel plano de fibra Toray Oro. Mango de madera noble esmaltada, y virola de latón niquelado.

Los mismos modelos de pinceles con mango de plástico: referencia P



	A	B	C	D	E	F
	Marta Kolinsky	Toray Oro	Plano	Marta Kolinsky	Toray Oro	Plano
	Mango madera			Mango plástico		
0	050380	050400	050420	050380P	050400P	050420P
1	050381	050401	050421	050381P	050401P	050421P
2	050382	050402	050422	050382P	050402P	050422P
4	050384	050404	050424	050384P	050404P	050424P
6	050386	050406	050426	050386P	050406P	050426P
8	050388	050408	050428	050388P	050408P	050428P
10	050390	050410	050430	050390P	050410P	050430P



Pinceles Hybrid Kolinsky-Toray

FABRICADO EN ESPAÑA

Una mezcla perfecta entre las series **Toray** y **Kolinsky**. Gran absorción de carga de pintura gracias a la fibra **Kolinsky** y la fibra de **Toray Oro**, lo que permite que el pincel tenga una buena elasticidad y mejor resistencia.

Recupera muy bien la forma del pincel sin deteriorarse en mucho tiempo.



Permite la aplicación de la cerámica con precisión gracias a su punta fina.

Nº	Ref.	Nº	Ref.
0	050370	6	050374
1	050371	8	050375
2	050372	10	050376
4	050373		



Pinceles mango de plástico

Limpieza Nº 1 y 2 Oval Cera Nº 0 y Nº4

REF. 050431P

REF. 050434P

REF. 050432P

REF. 050433P



25x19 y 16x14 mm

Ø 5x9 y 12x15 mm

Set de instrumentos (para cerámica)

Ref. 050500

Puntas de recambio

Ref. 050500-01

Ref. 050500-02

Ref. 050500-03

Ref. 050500 | (L) 190 x (W) 64 x (H) 24 mm | 0,12 kg

Set de pinceles

REF. 050432 (21 u.)

Completo surtido de pinceles que incluye unidades del tipo **Redondo Marta Kolinsky**; **Redondo en fibra sintética Toray Oro**; y **Planos** también en **Toray Oro**.

Los números son: el 0, 1, 2, 4, 6, 8 y 10 para cada tipo, lo que hace un total de 21 pinceles. Están dotados de “efecto sonajero”. El set se presenta en un práctico estuche de imitación a piel.

(L) 255 x (W) 124 x (H) 45 mm | 0,23 kg

Set de pinceles

REF. 050490 (6 piezas)

Surtido de seis pinceles de alta calidad fabricados con pelo de **Marta Kolinsky**. Cada pincel dispone de una capucha protectora que mantiene la humedad y lo preserva de la suciedad.

El conjunto incluye los pinceles más usuales en Laboratorio dental (Redondos Nº 0, 2, 4, 6; y Planos Nº 2 y 4). El set se suministra junto con un práctico estuche.

(L) 118 x (W) 72 x (H) 15 mm | 0,086 kg

Losetas de cristal

REF. 050515 (ranurado)

REF. 050520 (lisa)

11 mm 120 mm 160 mm 0,29 kg

8 mm 120 mm 160 mm 0,38 kg

Paleta de cerámica

REF. 050510

20 mm 95 mm 175 mm

Alto con tapa 20 mm
Alto sin tapa 15 mm

0,45 kg

Paletas de porcelana

REF. 050501

15 mm 90 mm 115 mm

0,34 kg

REF. 050502

15 mm 55 mm 88 mm

0,13 kg

Paletas de porcelana

REF. 050503

27 mm 125 mm 165 mm

0,54 kg

REF. 050504

30 mm 190 mm 250 mm

1,45 kg

Set de bandejas (portacerámicas)

REF. 050530

(L) 154 x (W) 102 x (H) 34 mm | 0,181 kg

Soporte para horno de porcelana

REF. 050512

Ref. 050512 | (L) 58 x (W) 45 x (H) 20 mm | 0,030 kg

Bandejas para hornos

REF. 050527

REF. 050513

REF. 050529-S

REF. 050529

REF. 050528

Ref. 050527	Carbono	Ø 67 x 12 mm □45 x 45 mm	0,063 kg
Ref. 050529	Pines cónicos	Ø 67 x 10 mm	0,043 kg
Ref. 050528	Pines redondos	Ø 67 x 12 mm	0,046 kg
Ref. 050513	Rosa	59 x 17 x 6 mm	0,039 kg
Ref. 050529-S	Pines surtidos	Ø 68 x 10 mm	0,060 kg