# OFERTA ESPECIAL

# Laboratorio

**Del 1 de OCTUBRE al 31 de ENERO, 2027**

MESTRA

## Escáner **Magic eye**

**REF. 150100**

Diseñado para un uso dentro del sector dental.

Su software, potente e intuitivo, incorpora un moderno y extenso juego de comandos. Totalmente compatible e integrable con las aplicaciones de diseño dental 3D, lo que le confiere gran versatilidad.

- ✓ **Sistema operativo:** Win 10, 64 bit
- ✓ **CPU:** NTEL i5 - 9400H
- ✓ **DDR:** DDR4 2666 8 GB
- ✓ **HDD:** 2TB 256 MB 7200 Rpm
- ✓ **Tarjeta gráfica:** GEFORCE GTX 1050 Ti
- ✓ **Puerto:** USB 3.0



**SÚPER OFERTA**
**4.900 €** + IVA

Alto 235 mm
Ancho 255 mm
Fondo 390 mm
Peso 5,1 kg

## Software **HypsoCAD**

**REF. 150110**

Licencia completa.
(Consultar otras opciones)

Sin restricciones.

Fácil de usar y soporte en tiempo real.

Librerías siempre actualizadas.



**PACK**
**ESCÁNER MAGIC EYE + HYPSOCAD**
**9.500 €**
+ IVA

NUEVO

**SÚPER OFERTA**
**4.900 €** + IVA

## Aspiración sin bolsa **Sirocco CAM** (inducción)

**REF. 080536**

Diseñada para responder con excelencia a las tres exigencias fundamentales de estos entornos:

- ✓ Funcionamiento silencioso.
- ✓ Filtración de alto rendimiento.
- ✓ Alta fiabilidad.

· AUTOLIMPIEZA DEL FILTRO POR VIBRACIÓN.
· REDUCCIÓN DE COSTOS.
· SISTEMA DE MONITORIZADO.
· CONFIGURACIONES PERSONALIZABLES.
· MOTOR DE INDUCCIÓN (sin escobillas).



NUEVO

Más información:

**-22%**
~~pvp 1.911 €~~
**1.491 €**
+ IVA

Alto 316 mm x Ancho 342 mm x Fondo 589 mm
Peso 13 kg

## **Unidad de anodizado**

**REF. 100295**

Permite procesar elementos dentales de titanio de forma rápida, sencilla y económica.

Resultados comparables a productos pertenecientes a una categoría muy superior.

El proceso de coloración dura apenas 5 segundos.

Como electrolito se puede usar agua con bicarbonato sódico.



Más información:

**-22%**
~~pvp 805,35 €~~
**628 €**
+ IVA

**APARIENCIA:**

La capa anódica puede ser coloreada con diferentes tonalidades. Según sea el voltaje, se conseguirán diferentes tonalidades:



Alto 316 mm x Ancho 342 mm x Fondo 589 mm
Peso 13 kg

## **Horno microondas** para circonio **(nuevo modelo)**

**REF. 080114**

- ✓ Tiempo **total de sinterización** máximo de **tan solo 4 horas.**
- ✓ **Ahorro en mantenimiento** (sin costosas resistencias de silicato de molibdeno).
- ✓ **Consumo reducido** (800 / 1100 W).
- ✓ Permite **varios ciclos** de producción **en el mismo día.**
- ✓ Display intuitivo y de **fácil programación.**
- ✓ Prácticamente **no desprende calor.**

El horno se suministra con todos los accesorios necesarios para una puesta en marcha inmediata.

NUEVO




**SÚPER OFERTA**
**6.825 €** + IVA

Alto 528 mm
Ancho 350 mm
Fondo 396 mm
Peso 33 kg

## Cabina de vaporización **Altamira**

**REF. 080600**

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.

Fabricada en plástico de alta calidad.



-22%
~~pvp 1.443,96 €~~
**1.126 €**
+ IVA

Alto 570 mm
Ancho 490 mm
Fondo 520 mm
Peso 24 kg

## Vaporeto estática

**REF. 100192**

Inox

Máquina generadora de vapor estático para laboratorio y clínica dental, ideal para un uso intensivo y profesional.

Capacidad 2L.



-22%
~~pvp 543,06 €~~
**424 €**
+ IVA

Alto 350 mm
Ancho 380 mm
Fondo 180 mm
Peso 6,1 kg

# COMPRESORES DE PISTÓN SECO

## **Compresores** de pistón seco (sin secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. **No aptos para fresadoras.**

| REFERENCIA | 110300 | 110330 |
|---|---|---|
| Potencia | 750 W | 1500 W |
| Presión | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Capacidad calderín | 30 l | 50 l |
| Nº Cabezales | 1 | 2 |

**CERTIFICADO** por **TÜV SÜD**
**Certificado de tipo Nº 12202200491258001**
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



80 l/min

**REF. 110300**
-22%
~~pvp 820,12 €~~
**640 €**
+ IVA

Alto 650 mm
Ancho 390 mm
Fondo 390 mm
Peso 30 kg



160 l/min

**REF. 110330**
-22%
~~pvp 1.484,26 €~~
**1.158 €**
+ IVA

Alto 750 mm
Ancho 370 mm
Fondo 680 mm
Peso 58 kg

## **Compresores** de pistón seco (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. **No aptos para fresadoras.**

| REFERENCIA | 110310 | 110340 |
|---|---|---|
| Potencia | 750 W | 1500 W |
| Presión | 5-8 bar | 5-8 bar |
| Capacidad calderín | 30 l | 50 l |
| Nº Cabezales | 1 | 2 |

**CERTIFICADO** por **TÜV SÜD**
**Certificado de tipo Nº 12202200491258001**
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



80 l/min
(con secador)

**REF. 110310**
-22%
~~pvp 1.710,79 €~~
**1.334 €**
+ IVA

Alto 650 mm
Ancho 540 mm
Fondo 390 mm
Peso 37 kg



160 l/min
(con secador)

**REF. 110340**
-22%
~~pvp 2.531,09 €~~
**1.974 €**
+ IVA

Alto 750 mm
Ancho 480 mm
Fondo 680 mm
Peso 66 kg

Máquinas de vapor

# TITAN

NUEVO

## FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CON COMPONENTES DE ALTA CALIDAD.

## TITAN 8

**REF. 100202**

Es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

- ✓ Fabricada en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

| Especificaciones | |
|---|---|
| Potencia 2200 W | Tensión 220 V, 50/60 Hz |
| Presión 8 bar | Caldera 3 L |

**USO PROFESIONAL**

**Alto 360 mm x Ancho 420 mm x Fondo 270 mm**
**Peso 12,5 kg**



IMPRESCINDIBLE Usar agua destilada

-22%
~~pvp 1.072 €~~
**836 €**
+ IVA

## TITAN AUTOFILL

**REF. 100203**

Cuenta también con una bomba que permite succionar el agua destilada desde una garrafa externa.

- ✓ Fabricada en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

| Especificaciones | |
|---|---|
| Potencia 2200 W | Tensión 220 V, 50/60 Hz |
| Presión 8 bar | Caldera 3 L |

**USO PROFESIONAL**

**Alto 360 mm x Ancho 420 mm x Fondo 270 mm**
**Peso 12,5 kg**




IMPRESCINDIBLE Usar agua destilada

-22%
~~pvp 1.242 €~~
**969 €**
+ IVA

## TITAN PLUS

**REF. 100204**

Cuenta con un depósito extra para el agua destilada.

Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abra el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

| Especificaciones | |
|---|---|
| Potencia 2600 W | Tensión 220 V, 50/60 Hz |
| Presión 4 - 8 bar | Caldera 3 L |
| Depósito auxiliar 2 L | |

**USO PROFESIONAL**

**Alto 380 mm x Ancho 450 mm x Fondo 370 mm**
**Peso 18 kg**




IMPRESCINDIBLE Usar agua destilada

-22%
~~pvp 1.790 €~~
**1.396 €**
+ IVA

### DATOS ADICIONALES SOBRE LAS TRES REFERENCIAS: 100202, 100203 y 100204

Se suministran con los siguientes accesorios:

- ✓ Cable de alimentación con protección incorporada.
- ✓ Boquilla fina y boquilla larga de recambio.
- ✓ Tapón de seguridad de repuesto y 2 juntas.
- ✓ Embudo y vaso medidor (300 ml).
- ✓ Mangueras necesarias para conexión entrada/salida del agua.
- ✓ **Con desagüe para limpieza de la cuba con ácido cítrico (leer instrucciones).**



**Ácido cítrico**
**REF. 100210-01**

**REF. 100202**

✓ Llenado manual.

**REF. 100203**

- ✓ Llenado manual.
- ✓ Auto llenado sin tener que soltar el tapón (garrafa externa).

**REF. 100204**

- ✓ Llenado manual.
- ✓ Auto llenado sin enfriamiento previo (tanque integrado).
- ✓ Conexión directa a red.

# Mezcladoras de vacío

# — IRIS —

Económica y práctica batidora de vacío. Basta con colocar la taza y pulsar el botón de accionamiento para comenzar el batido. En unos segundos, la mezcla estará lista.

A pesar de las diferencias, todas las versiones comparten la misma estructura motor-bomba-chasis (de contrastada solidez y fiabilidad) diferenciándose sólo en el sistema de control.



Iris II

REF. 080516

-22%

~~pvp 1.170,05 €~~

**913 €**

+ IVA



Iris II Evolution

REF. 080517

-22%

~~pvp 1.281,05 €~~

**999 €**

+ IVA



Iris II Inverter

REF. 080517E

-22%

~~pvp 1.321,50 €~~

**1.031 €**

+ IVA



Iris II Advanced

REF. 080518

-22%

~~pvp 1.409,56 €~~

**1.099 €**


+ IVA

| MODELO | IRIS II | IRIS II EVOLUTION | IRIS II EVOLUTION INVERTER | IRIS II EVOLUTION ADVANCED |
|---|---|---|---|---|
| Rango de tiempo | 0/120" | 0/300" | 0/300" | 0/300" |
| RPM y giro | 240 ↻ | 100 - 400 ↻ | 100 - 400 ↻↺ | 100 - 400 ↻↺ |
| Potencia | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |

**Alto 350 mm**
**Ancho 205 mm**
**Fondo 155 mm**
**Peso 4,8 kg**

## Pie de sujeción opcional

Las batidoras de vacío IRIS se desarrollaron para ser colgadas en la pared. Si esto no fuera posible, tenemos a su disposición un pie de sujeción.




Pie de sujeción opcional

REF. 080519

-22%

~~pvp 244,37 €~~

**191 €**

+ IVA


## Dosificadora de agua y escayola **Boomerang Precision II**

REF. 080592

Versión optimizada con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. Basta con pulsar un botón para recibir una dosis exacta para batir, con el consiguiente ahorro que supone.

Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de plástico. Incluye tanque de escayola extra y un soporte de pared.

El husillo dosificador y el tanque son fácilmente sustituibles por el propio usuario sin necesidad de experiencia ni herramientas.





**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Potencia 70 W | Tanque grande 5 l |
| Tanque pequeño 2 l | |



Consumibles husillo (2 u.)

REF. 080590-43





Tanque

REF. 080590-03

Soporte

REF. 080591-02

-22%

~~pvp 1.618,46 €~~

**1.262 €**

+ IVA

**Alto 700 mm**
**Ancho 350 mm**
**Fondo 430 mm**
**Peso 7,5 kg**

## Recortadoras **Mulhacén 3000**



**Disco de lija**
REF. 080093
-22%
~~pvp 909,39 €~~
**709 €** + IVA

**Disco de diamante**
REF. 080095
-22%
~~pvp 1.388,42 €~~
**1.083 €** + IVA

Alto 340 mm x Ancho 345 mm x Fondo 420 mm
Peso 14,5 kg

## Recortadora de modelos Classic **RH 1500 y 3000**





**Disco de carburo de silicio 1500 rpm**
REF. 080080
-22%
~~pvp 1.166,95 €~~
**910 €** + IVA

**Disco de carburo de silicio 3000 rpm**
REF. 080082
-22%
~~pvp 1.231,46 €~~
**961 €** + IVA

**Disco de diamante 1500 rpm**
REF. 080081
-22%
~~pvp 1.760,03 €~~
**1.373 €** + IVA

**Disco de diamante 3000 rpm**
REF. 080083
-22%
~~pvp 1.819,43 €~~
**1.419 €** + IVA

Alto 345 mm x Ancho 310 mm x Fondo 450 mm
Peso 21 kg

## Recortadoras de modelos **Serantes**

Producto ideal para situaciones en las que el espacio es un condicionante importante ya que es posiblemente la recortadora más compacta de todo el mercado.

Cuenta con un potente motor de 1600 W con freno integrado, tapa con apertura sencilla para acceder al disco, discos con fijación del tipo gancho/lazo fácilmente cambiables, sistema de limpieza por agua, fabricación en composite de alta resistencia, etc.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad 3000 rpm |
| Ø Disco 235 mm |
| Potencia 1600 W |



**Accesorios**
REF. 080097-08 Disco de lija grano 80 grueso (5 uds.)
REF. 080097-09 Disco de lija grano 120 fino (5 uds.)
REF. 080098-01 Disco de Diamante (1 ud.)



NUEVO

Alto 340 mm
Ancho 385 mm
Fondo 285 mm
Peso 10,5 kg

**Disco lija grano**
REF. 080097
-22%
~~pvp 891,45 €~~
**695 €** + IVA

**Disco diamante**
REF. 080098
-22%
~~pvp 1.356,60 €~~
**1.058 €** + IVA

**Lija (seco)**



REF. 080099
-22%
~~pvp 891,45 €~~
**695 €** + IVA

## **Decantadoras** de polipropileno

La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.



**19 L**
REF. 080085
-22%
~~pvp 399,23 €~~
**311 €** + IVA

Alto 465 mm
Ancho Ø 400 mm
Peso 3,2 kg

**14 L**
REF. 080087
-22%
~~pvp 342,76 €~~
**267 €** + IVA

Alto 345 mm
Ancho Ø 350 mm
Peso 2,2 kg

## **Recortadora** de interiores

REF. 080102

- ✓ Potente motor de 1/3 cv
- ✓ Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.





-22%
~~pvp 1.208,21 €~~
**942 €** + IVA

Alto 300 mm
Ancho 275 mm
Fondo 275 mm
Peso 11 kg

## Box pulidora con aspiración

REF. 080500

Luz LED incorporada.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad 1500 / 3000 rpm |
| Aspir. aprox. 500 m³/h |
| Ruido 67 dB |
| Acero inoxidable |



-22%
~~pvp 5.086,75 €~~
**3.968 €**
+ IVA

Alto 500 mm x Ancho 500 mm x Fondo 800 mm
Peso 58 kg

## Box con aspiración para pulido

REF. 080502

Fabricada en polipropileno de alta resistencia.

| Especificaciones |
|---|
| Aspir. aprox. 500 m³/h |
| Ruido 67 dB |
| Acero inoxidable |



-22%
~~pvp 2.685,27 €~~
**2.095 €**
+ IVA

Alto 500 mm
Ancho 500 mm
Fondo 800 mm
Peso 30 kg

## Mini box pulidora **Gorbea** 2 velocidades

REF. 080508



- ✓ Conexión a aspiración.
- ✓ Iluminación LED
- ✓ Viseras de protección.
- ✓ Cepillos no incluidos.

| Especificaciones |
|---|
| Potencia 200 W |
| Velocidad 2000- 7000 rpm |

-22%
~~pvp 820,72 €~~
**640 €**
+ IVA

Alto 250 mm
Ancho 400 mm
Fondo 280 mm
Peso 5 kg

## Electropulidora 2 velocidades

REF. 080162

- ✓ Potente, silenciosa (48 dB), estanca y segura.
- ✓ Sus líneas permiten la movilidad de los brazos y hacen cómodo el trabajo, bien sea de pie o sentado.



| Especificaciones |
|---|
| Potencia 500 W |
| Velocidad 1500- 3000 rpm |

-22%
~~pvp 839,91 €~~
**655 €**
+ IVA

Alto 210 mm
Ancho 320 mm
Fondo 225 mm
Peso 5 kg

## Pasta de pulir alto brillo




REF. 104852
-22% ~~pvp 6,43 €~~ - **5 €** + IVA

REF. 104852-10
-22% ~~pvp 55,28 €~~ - **43 €** + IVA




| Blanco | Azul |
|---|---|
| REF. 104854 | REF. 104856 |

-22% ~~pvp 5,13 €~~ - **4 €** + IVA

REF. 104854-10
REF. 104856-10
-22% ~~pvp 48 €~~ - **37 €** + IVA

Pasta pulir verde (132 g) acabado para metales duros (cromo, platino).

Pasta pulir blanco y azul (115 g) acabado para metales y plásticos.

## Electropulidoras



2 velocidades
REF. 080160
-22% ~~pvp 650,97 €~~
**508 €** + IVA



1 velocidad
REF. 080150
-22% ~~pvp 545,55 €~~
**426 €** + IVA



Velocidad variable.
Cepillos no incluidos.
REF. 080164
-22% ~~pvp 321,87 €~~
**251 €** + IVA



1 velocidad
REF. 100274
SÚPER OFERTA
**225 €** + IVA



Velocidad variable
REF. 100276
-22% ~~pvp 299,41 €~~
**234 €** + IVA

## Pantalla para pulidora

REF. 080210



Fabricado en goma para evitar posibles roturas de la pieza por escape.

-22% ~~pvp 121,02 €~~
**94 €** + IVA

# — Cabinas de repaso —

## Estación de trabajo

**REF. 080195**

NUEVO

Estructura en acero esmaltado combinada con una encimera de madera. Incluye pieza de mano de escobillas RENHE 119.

- ✓ Doble sistema de aspiración (superior e inferior).
- ✓ Interruptor general e interruptor independiente de iluminación.
- ✓ Pedal de activación de la pieza de mano y la aspiración.
- ✓ Toma de corriente integrada.
- ✓ Pistola de aire comprimido integrado.
- ✓ Astillera de madera.
- ✓ Con cajones.
- ✓ Lente de hoja flexible para ampliación visual.
- ✓ Dos pantallas protectoras de policarbonato para la astillera.



**OFERTA DE LANZAMIENTO**
**1650 €** + IVA

Alto 1240 mm
Ancho 750 mm
Fondo 550 mm
Peso 70 kg

## Cabina para microarenado **Eclipse**

**REF. 080216**

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



-22%
~~pvp 508,92 €~~
**397 €**
+ IVA

Alto 275 mm
Ancho 360 mm
Fondo 330 mm
Peso 2,8 kg

## Cabina de repaso **Orión**

**REF. 080214**

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



-22%
~~pvp 508,92 €~~
**397 €**
+ IVA

Alto 300 mm
Ancho 360 mm
Fondo 330 mm
Peso 2,6 kg

## Cabina de repaso pequeña

**REF. 080534L**

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos.
- ✓ Diseño amplio y robusto.

NUEVO



-22%
~~pvp 420 €~~
**328 €**
+ IVA

Alto 230 mm
Ancho 345 mm
Fondo 400 mm
Peso 2,4 kg

## Cabina de repaso super grande

Especialmente pensada para circonio.

**REF. 080212**

NUEVO



-22%
~~pvp 853,88 €~~
**666 €**
+ IVA

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos.
- ✓ Diseño amplio y robusto.
- ✓ Amplia pantalla y acceso.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.

Alto 336 mm x Ancho 500 mm x Fondo 542 mm
Peso 4,9 kg

## Cabina de repaso grande con aspiración

**REF. 080213**

NUEVO



-22%
~~pvp 567 €~~
**442 €**
+ IVA

- ✓ Luces LED de 3 vías sin sombras.
- ✓ Rejilla de ventilación.
- ✓ Reposabrazos.
- ✓ Potente motor de aspiración integrado.
- ✓ Diseño múltiple de reducción de ruido y filtrado.

Alto 300 mm x Ancho 500 mm x Fondo 475 mm
Peso 5 kg

## Vaso para chorreado

NUEVO



**REF. 050586**
-22% ~~pvp 47,99 €~~
**37 €** + IVA

## Microesfera de vidrio



50 µm
**REF. 080312**
-22% ~~pvp 40,22 €~~
**31 €** + IVA

## Óxido de aluminio



| 50 µm | 100 µm |
|---|---|
| REF. 080315 | REF. 080316 |
| 150 µm | 250 µm |
| REF. 080317 | REF. 080318 |

-22% ~~pvp 48 €~~
**37 €** + IVA

# CHORROS DE ARENA

## Chorro de arena **Eclipse II T** - 2 vasos

**REF. 080228**

- ✓ Dos depósitos y dos pistolas móviles para microchorreado.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ Gran depósito de arena y pistola estática de Ø 3 mm.
- ✓ 2 a 6 bares.
- ✓ Consumo de aire 100l/min



-22%
~~pvp 1.385,61 €~~
**1.081 €**
+ IVA

Alto 490 mm
Ancho 450 mm
Fondo 360 mm
Peso 7,7 kg

## Chorro de arena **Eclipse T**

**REF. 080229**

- ✓ Soplador.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ Gran depósito de arena y pistola estática de Ø 3 mm.
- ✓ 2 a 6 bares.
- ✓ Consumo de aire 100l/min

NUEVO



-22%
~~pvp 803 €~~
**626 €**
+ IVA

Alto 490 mm
Ancho 450 mm
Fondo 360 mm
Peso 7,7 kg

## Chorro de arena **Cosmos** - 2 vasos

**REF. 080233**

- ✓ Arenadora de reciclaje y precisión.
- ✓ Chorro fijo con boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Lápices móviles con boquillas de 1 y 1.25 mm
- ✓ Depósitos de chorreado incluidos, soplador aire y pedal.

| Especificaciones |
|---|
| Consumo de aire 90 l/min a 5 bar |
| Presión de trabajo 2 a 5 atm |



-22%
~~pvp 2.825,51 €~~
**2.204 €**
+ IVA

Alto 550 mm
Ancho 430 mm
Fondo 500 mm
Peso 20 kg

## Chorro de arena **Galaxy**

**REF. 080235**

- ✓ Boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Chorro automático y manual.

| Especificaciones |
|---|
| Consumo de aire 90 l/min a 5 bar |
| Presión de trabajo 2 a 5 atm |



-22%
~~pvp 2.505,38 €~~
**1.954 €**
+ IVA

Alto 450 mm
Ancho 430 mm
Fondo 395 mm
Peso 19 kg

## Chorro de arena **Eclipse Automatic**

**REF. 080218**

- ✓ Presión de trabajo 2 a 5 bar.
- ✓ Consumo de aire 90l/min
- ✓ Luz interior LED.





-22%
~~pvp 1.197,46 €~~
**934 €**
+ IVA

Alto 430 mm
Ancho 310 mm
Fondo 320 mm
Peso 5,5 kg

## Chorros de arena **Terra I, II y III**

Sin vaso, 1 o 2 vasos

- ✓ De uno a dos vasos según modelo.
- ✓ De uno a dos lápices según modelo.
- ✓ Pistola fija de 3 mm
- ✓ Luz LED 6 W
- ✓ Ref. 080294: Pedal.



| | 2 vasos | | 1 vasos |
|---|---|---|---|
| REF. 080292 | REF. 080296 | | REF. 080294 |
| -22% | -22% | | -22% |
| ~~pvp 939,54 €~~ | ~~pvp 1.384,91 €~~ | | ~~pvp 1.183,10 €~~ |
| **733 €** | **1.080 €** | | **923 €** |
| + IVA | + IVA | | + IVA |

Alto 390 mm x Ancho 410 mm x Fondo 470 mm
Peso 10,5 kg

# CHORROS DE ARENA

## Chorro de arena **Eclipse I** - 1 vaso

**REF. 080221**

- ✓ Un depósito y una pistola móvil para microchorreado.
- ✓ Soplador.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



NUEVO

-22%
~~pvp 870 €~~
**679 €**
+ IVA

Alto 330 mm
Ancho 450 mm
Fondo 360 mm
Peso 5,7 kg

## Chorro de arena **Eclipse II** - 2 vasos

**REF. 080220**

- ✓ Dos depósitos y dos pistolas móviles para microchorreado.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



-22%
~~pvp 1.077,08 €~~
**798 €**
+ IVA

Alto 330 mm
Ancho 360 mm
Fondo 450 mm
Peso 5,7 kg

## Chorro de arena **Plutón** - 1 vaso

**REF. 080254**

- ✓ Un vaso de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero Inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



NUEVO

-22%
~~pvp 877 €~~
**684 €**
+ IVA

Alto 290 mm
Ancho 235 mm
Fondo 340 mm
Peso 7 kg

## Chorro de arena **Plutón** - 2 vasos

**REF. 080253**

- ✓ Dos vasos de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero Inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



-22%
~~1.080,09 €~~
**842 €**
+ IVA

Alto 290 mm
Ancho 235 mm
Fondo 340 mm
Peso 7 kg

## Chorro de arena **Constellation Practic** 2 vasos

**REF. 080259**

- ✓ Pintura epoxi



-22%
~~pvp 1.210,92 €~~
**945 €**
+ IVA

Alto 315 mm
Ancho 440 mm
Fondo 390 mm
Peso 12,5 kg

## Chorros de arena **Constellation**



- ✓ Pintura epoxi



- ✓ Acero inoxidable

| 4 vasos | 3 vasos |
|---|---|
| REF. 200264 | REF. 200263 |
| -22% ~~pvp 1.948,62 €~~ | -22% ~~pvp 1.809,45 €~~ |
| **1.520 €** + IVA | **1.411 €** + IVA |

Alto 315 mm x Ancho 440 mm x Fondo 510 mm
Peso 15,5 kg

| 2 vasos | 3 vasos | 4 vasos |
|---|---|---|
| REF. 080262 | REF. 080263 | REF. 080264 |
| -22% ~~pvp 1809,45 €~~ | -22% ~~pvp 1.948,62 €~~ | -22% ~~pvp 2.087,83 €~~ |
| **1.411 €** + IVA | **1.520 €** + IVA | **1.629 €** + IVA |

Alto 315 mm x Ancho 390-510 mm x Fondo 440 mm
Peso 12,5 - 14 - 15,5 kg

# MICRO-MOTORES

## SENSE A7 Inducción

REF. 100230

NUEVO

-22%
~~pvp 756 €~~
590 €
+ IVA

Alto 185 mm
Ancho 128 mm
Fondo 175 mm
Peso 2,8 kg



- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad máxima 55000 rpm |
| Torque 8.5 N·cm |
| Potencia 240 W |
| Voltaje 200-240 V - 50/60 hz |
| Pieza de mano Ø 20 x 162 mm |
| Peso pieza de mano 230 g |

## SENSE A3 Escobillas (blanco)

REF. 100238

NUEVO



-8,5%
~~pvp 229,50 €~~
210 €
+ IVA

Alto 147 mm
Ancho 88 mm
Fondo 120 mm
Peso 1,15 kg

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad máxima 35000 rpm |
| Torque 3.0 N·cm |
| Potencia 70 W |
| Voltaje 0~33 V |
| Pieza de mano Ø 15 x 150 mm |
| Peso pieza de mano 215 g |

## SENSE A3 Escobillas (carbono)

REF. 100240

NUEVO



-8,5%
~~pvp 234,90 €~~
215 €
+ IVA

Alto 147 mm
Ancho 88 mm
Fondo 120 mm
Peso 1,15 kg

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad máxima 35000 rpm |
| Torque 3.0 N·cm |
| Potencia 70 W |
| Voltaje 0~33 V |
| Pieza de mano Ø 15 x 150 mm |
| Peso pieza de mano 215 g |

## SENSE A6 Inducción (blanco)

REF. 100232

NUEVO



-22%
~~pvp 729 €~~
569 €
+ IVA

Alto 246 mm
Ancho 102 mm
Fondo 162 mm
Peso 2,47 kg

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Función de mantenimiento automático de la velocidad.
- ✓ Velocidad Baja / Media / Alta.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad máxima 55000 rpm |
| Torque 8.0 N·cm |
| Potencia 230 W |
| Voltaje 200-240 V - 50/60 hz |
| Pieza de mano Ø 15 x 150 mm |
| Peso pieza de mano 240 g |

## SENSE A6 Inducción (carbono)

REF. 100234

NUEVO



-22%
~~pvp 729 €~~
569 €
+ IVA

Alto 246 mm
Ancho 102 mm
Fondo 162 mm
Peso 2,47 kg

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Función de mantenimiento automático de la velocidad.
- ✓ Velocidad Baja / Media / Alta.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad máxima 55000 rpm |
| Torque 8.0 N·cm |
| Potencia 230 W |
| Voltaje 200-240 V - 50/60 hz |
| Pieza de mano Ø 15 x 150 mm |
| Peso pieza de mano 240 g |

## **PRIME 221** Inducción

**REF. 100236**



NUEVO

-22%
~~pvp 418,50 €~~
**326 €**
+ IVA

Alto 191 mm
Ancho 90 mm
Fondo 130 mm
Peso 2,8 kg

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.

| Especificaciones |
|---|
| Velocidad máxima 50000 rpm |
| Torque 5.8 N·cm |
| Potencia 120 W |
| Voltaje 200-240 V - 50/60 hz |
| Pieza de mano Ø 20 x 157 mm |
| Peso pieza de mano 205 g |

## Micromotor **Élite** de inducción

**REF. 100285**



-22%
~~pvp 1.249,76 €~~
**975 €**
+ IVA

Alto 182 mm
Ancho 91 mm
Fondo 205 mm
Peso 2,5 kg

| Especificaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima 50000 rpm | Voltaje 230 V – 50/60 hz |
| Torque 7.8 N·cm | Pieza de mano Ø 24 x 149 mm |
| Potencia 230 W | Peso pieza de mano 202 g |

## Micromotor **Black** de inducción

**REF. 100281**



-22%
~~pvp 1.151,96 €~~
**899 €**
+ IVA

Alto 182 mm
Ancho 207 mm
Fondo 96 mm
Peso 2,5 kg

| Especificaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima 50000 rpm | Voltaje 220-240 V - 50/60 hz |
| Torque 7.8 N·cm | Pieza de mano Ø 29 x 171 mm |
| Potencia 230 W | Peso pieza de mano 254 g |

## **Micromotor de rodilla** e inducción

**REF. 100278S**



-22%
~~pvp 1.238,90 €~~
**966 €**
+ IVA

Alto 230 mm
Ancho 270 mm
Fondo 95 mm
Peso 5,5 kg

| Especificaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima 50000 rpm | Voltaje 220-240 V - 50/60 hz |
| Torque 7.8 N·cm | Pieza de mano Ø 29 x 171 mm |
| Potencia 230 W | Peso pieza de mano 254 g |

## **Discos y fresas** de pulido para circonio

Presentamos dos kits de discos y fresas diamantados, pensados especialmente para el prepulido y pulido de alto brillo de incrustaciones de circonio y carillas, sin necesidad de glaseado, pasta de pulir ni refrigeración por agua.

Consultar precios si se desea adquirir alguna fresa para redondear los kits.

- ✓ Velocidad de trabajo recomendada 10 000 - 15 000 rpm
- ✓ Vástagos de diámetro estándar de 2.35 mm
- ✓ Autoclavables a 135ºC



NUEVO

**KIT 2 PASOS**
**Prepulido y pulido fino**

**REF. 108106**

-22%
~~pvp 84 €~~
**67 €**
+ IVA



NUEVO

**KIT 3 PASOS**
**Esmerilado fino, prepulido y pulido fino**

**REF. 108306**

-22%
~~pvp 102,90 €~~
**82 €**
+ IVA

Goma diamantada - Vel. máx. 20 000 rpm
Cerámica diamantada - Vel. máx. 25 000 rpm

## Aspiración **Eolo Induction**

**REF. 080533**

Su nuevo motor de inducción “brushless” (sin escobillas) alarga su vida útil entre 5 y 10 veces frente a los modelos tradicionales, y cuenta con un novedoso sistema de doble filtro optimizado para el trabajo en el laboratorio dental. Puede montarse además con filtro HEPA.

Ocupando un mínimo espacio y su diseño ergonómico facilita su uso y movilidad. El control electrónico con pantalla LCD está dotado de sistemas de protección ante sobrecargas u obstrucciones en la boca de aspiración y con indicador visual del nivel de llenado del filtro y la detección de los micromotores.

Permite el funcionamiento manual o automático sincronizado con hasta 3 aparatos diferentes (chorros de arena, micromotores, etc.). La detección y ajuste de micromotores se realiza por el propio control electrónico, que permite detectar cualquier micromotor, incluidos los del tipo “brushless” (sin escobillas).

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Potencia 750 W | Ruido 65 dB |



**Detección simultánea de dos micromotores**

-22%
~~pvp 1.727,93 €~~
**1.348 €**
+ IVA

Alto 585 mm
Ancho 500 mm
Fondo 210 mm
Peso 17 kg

## Decantador de polvo **Ciclón**

**REF. 080535**

Recoge más del 99% del polvo y la suciedad

-22%
~~pvp 342,33 €~~
**267 €**
+ IVA

Alto 620 mm
Ancho 155 mm
Fondo 300 mm
Peso 1,4 kg





SIROCCO
INDUCTION SUCTION SYSTEM

## Aspiración **Sirocco L + tubo flexible**

**REF. 080537D**

Unidad de aspiración robusta, silenciosa y de muy alta fiabilidad. Su motor del tipo “sin escobillas” (brushless) alarga su vida útil entre cinco y diez veces en comparación con los modelos tradicionales.

Incorpora una conexión para un micromotor externo y una fresadora que funcionarán de manera sincronizada con la unidad de aspiración. Además, su diseño ergonómico con asas y ruedas facilita su uso y movilidad en clínica y laboratorio.

En función de las necesidades se puede optar por el uso de filtros desechables de manga o filtros reutilizables HEPA1, e incluso un filtro ULPA2.

- ✓ Filtro reutilizable 7.5 l + Filtro ULPA
- ✓ Amplio conjunto de accesorios totalmente compatibles.
- ✓ Funcionamiento extraordinariamente silencioso.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro



**TUBO FLEXIBLE**

Para conectar la aspiración a un puesto de trabajo o una fresadora, y cuenta con una longitud de 2.5 metros.

| Especificaciones |
|---|
| Voltaje 200 ~ 240 V • Frecuencia 50/60 Hz |
| Potencia 800 W • Sonoridad 55 dB |
| Filtrado Grado ULPA U15 |

-22%
~~pvp 1.480,50 €~~
**1.155 €**
+ IVA

Alto 800 mm
Ancho 330 mm
Fondo 290 mm
Peso 13 kg

## Aspiración **Gemini**

**REF. 080539**

Aspiración de sólidos y líquidos.

*No apta para la detección de micromotores.



-22%
~~pvp 562,12 €~~
**438 €**
+ IVA

Alto 633 mm x Ancho 406 mm x Fondo 433 mm
Peso 10,4 kg

## Aspiración **Gemini mini**

**REF. 080538**

Aspiración de sólidos y líquidos

*No apta para detección de micromotores



-22%
~~pvp 508,37 €~~
**397 €**
+ IVA

Alto 390 mm x Ancho 350 mm x Fondo 350 mm
Peso 7,3 kg

## Termoconformadora por presión **PlastPress**

**REF. 080544**

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas ⍁ de 125 a 131 mm
Láminas Ø 125 a 134 mm




**Especificaciones**

Potencia 450 W

-22%
~~pvp 1.205,78 €~~
**941 €**
+ IVA

Alto 270 mm
Ancho 265 mm
Fondo 235 mm
Peso 7,5 kg

## **Termoconformadora** de vacío

**REF. 080542**

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas ⍁ de 125 a 134 mm
Láminas Ø 125 a 134 mm
(disponible adaptador para Ø 120, no incluido)



**Especificaciones**

Potencia 925W

-22%
~~pvp 834,25 €~~
**651 €**
+ IVA

Alto 310 mm
Ancho 260 mm
Fondo 275 mm
Peso 4,6 kg

## **Termoconformadora** por presión

**REF. 080543**

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).



**Especificaciones**

Presión 4-6 bar
Potencia 450W

-22%
~~pvp 3.104,52 €~~
**2.422 €**
+ IVA

Alto 545 mm
Ancho 260 mm
Fondo 410 mm
Peso 15 kg

## **Horno de secado** para láminas de termoconformado

**REF. 080118**

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.




**Especificaciones**

Temp. 35-75ºC
Consumo 550-650 W

-22%
~~pvp 360,44 €~~
**281 €**
+ IVA

Alto 310 mm
Ancho 450 mm
Fondo 340 mm
Peso 8,3 kg

## LÁMINAS DE TERMOCONFORMADO




NUEVO

**DOBLE BOLSA:**

- **Bolsa exterior** metalizada, al vacío, con autocierre.
- **Bolsa interior** que contiene las láminas.

CE Producto sanitario

**PARA TODO TIPO DE USOS:**

- Alineadores de ortodoncia
- Aparatos de ortodoncia.
- Alineadores dentales.
- Mantenedores de espacio.
- Férulas de descarga (bruxismo).
- Planchas de registro para guía quirúrgica.
- Postratamiento protésico.
- Planchas de registro.
- Desprogramadores.
- Placas base para prótesis totales.
- Cubetas individuales.
- Guías quirúrgicas.
- Aparatos de apnea.
- Cubetas para blanqueamiento.
- Cubetas para fluoración.
- Protectores bucales deportivos.

| REFERENCIA | DUREZA | ESPESOR (mm) | CANT. | PVP |
|---|---|---|---|---|
| 080801-10 | DURAS | 0,8 | 10 | 5 € |
| 080801-25 | | | 25 | 12 € |
| 080802-10 | | 1,0 | 10 | 5 € |
| 080802-25 | | | 25 | 12 € |
| 080803-10 | | 1,5 | 10 | 6 € |
| 080803-25 | | | 25 | 15 € |
| 080804-10 | | 2,0 | 10 | 8 € |
| 080804-25 | | | 25 | 20 € |
| 080812-10 | BLANDAS | 1,0 | 10 | 5 € |
| 080813-10 | | 1,5 | 10 | 6 € |
| 080814-10 | | 2,0 | 10 | 8 € |
| 080815-05 | | 3,0 | 5 | 8 € |

Consulte en **www.mestra.es** nuestros otros modelos de la marca Bioart (también en formato redondo):



# POLIMERIZADORAS

## Olla **Geisser** polimerizadora automática

**REF. 030425**

Olla de gran capacidad que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas.

| Especificaciones | |
|---|---|
| Presión 2 bar | Temp. máx 100ºC |
| Potencia 600 W | Capacidad 6 l |



-22%
~~pvp 1.530,15 €~~
**1.194 €**
+ IVA

Alto 350 mm
Ancho 360 mm
Fondo 400 mm
Peso 5 kg

**Medidas interiores:**
Ø 220 x 160 mm alto

**CERTIFICADO** por **TÜV Rheinland®**
Certificado de tipo Nº PED.BD.000011
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)

## Olla **polimerizadora neumática**

**REF. 030420**

Manguera de conexión con cierre automático.

| Especificaciones |
|---|
| Presión máx. 2 bar |
| Temp. máx 60ºC |
| Capacidad 6 l |



Doble válvula de seguridad

-22%
~~pvp 403,33 €~~
**315 €**
+ IVA

Alto 235 mm
Ancho 245 mm
Fondo 420 mm
Peso 2,4 kg

**Medidas interiores:**
Ø 220 x 170 mm alto

## Polimerizadora a presión **Poli Plus**

**REF. 080460**

| Especificaciones |
|---|
| Temp. máx. 135 ºC |
| Presión máx. 6.5 bar |
| Diámetro cuba 135 mm |
| Alto cuba 115 mm |



-22%
~~pvp 3.709 €~~
**2.893 €**
+ IVA

Alto 320 mm
Ancho 310 mm
Fondo 395 mm
Peso 20 kg

## Polimerizadora a presión **M9 y Magic-18**



Polimerizadora M9

Para 9 muflas con brida Ref. 030390

**REF. 080400**

-22%
~~pvp 2.525,81 €~~
**1.970 €**
+ IVA



Polimerizadora Magic-18

Para 18 muflas con brida Ref. 030390

**REF. 080407**

-22%
~~pvp 2.751,35 €~~
**2.146 €**
+ IVA

## Lava-polimerizadora **E2**

**REF. 080060**



-22%
~~pvp 5.428,85 €~~
**4.235 €**
+ IVA

Polimerización: 12 muflas
Escaldado: 6 muflas abiertas

Alto 450 mm x Ancho 635 mm x Fondo 405 mm
Peso 34 kg

## Lava-polimerizadora **Extreme E2**

**REF. 080063**

NUEVO



-22%
~~pvp 4.721,41 €~~
**3.683 €**
+ IVA

Polimerización: 12 muflas
Escaldado: 6 muflas abiertas

Alto 450 mm x Ancho 635 mm x Fondo 405 mm
Peso 34 kg

## Prensa hidráulica

**REF. 030350**

Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado.



**Especificaciones**

| |
|---|
| Long. máx. pistón 25 mm |
| Potencia máx. 250 kg/cm² |

~~pvp 1016,38 €~~ **-22%**
**793 €** + IVA

Alto 530 mm
Ancho 230 mm
Fondo 225 mm
Peso 20 kg

## Inyectora de poliamidas dentales

**Especificaciones**

| |
|---|
| Presión 3/8 bares |
| Consumo 1100 W |



Para cartuchos de Ø 22 mm de diámetro
**REF. 080560**
~~pvp 4.358,81 €~~ **-22%**
**3.400 €** + IVA

Para cartuchos de Ø 25 mm de diámetro
**REF. 080560G**
~~pvp 4.358,81 €~~ **-22%**
**3.400 €** + IVA

Alto 840 mm
Ancho 255 mm
Fondo 240 mm
Peso 29 kg

## Centrífuga de inducción **Vestacast**

**REF. 040061**

Permite fundir metales hasta los 1750ºC




**Especificaciones**

| |
|---|
| Suministro agua 2 l/min (aprox.) |
| Potencia fundido 2.6 kW 100 kHz |

~~pvp 11.025 €~~ **-22%**
**8.600 €** + IVA

Alto 360 mm
Ancho 640 mm
Fondo 565 mm
Peso 55,5 kg

## Centrífuga de inducción **CEN Motor SM2**

**REF. 040064**

- ✓ Sistema de cabina flotante que reduce las vibraciones.
- ✓ Control electrónico para regulación precisa.
- ✓ Brazo ligero con sistema de repliegue automático.
- ✓ Bloqueo automático de puerta durante su funcionamiento.
- ✓ Puede portar cilindros hasta 100 mm de diámetro.



~~pvp 3.992,82 €~~ **-22%**
**3.114 €** + IVA

Alto 330 mm
Ancho 560 mm
Fondo 600 mm
Peso 40 kg

## Mezcladora de gelatina **Gel Bat 6**

**REF. 080510**



**Especificaciones**

| |
|---|
| Consumo 700 W |
| Capacidad 6 l |
| Velocidad 70-84 rpm |

~~pvp 4.012,97 €~~ **-22%**
**3.130 €** + IVA

Alto 500 mm
Ancho 320 mm
Fondo 320 mm
Peso 15 kg

## Mezcladora de gelatina **Aneto II**

**REF. 080512**



**Especificaciones**

| |
|---|
| Consumo 650 W |
| Capacidad 7 l |
| Velocidad 100 rpm |

~~pvp 4.170,59 €~~ **-22%**
**3.253 €** + IVA

Alto 465 mm
Ancho 385 mm
Fondo 330 mm
Peso 14 kg

## **Hornos** de precalentamiento

- ✓ Permiten almacenar hasta 20 programas.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ El control electrónico admite la programación de múltiples parámetros.
- ✓ Se suministran con una bandeja cerámica.

| MODELO | HP 100 | HP 50 | HP 25 |
|---|---|---|---|
| Potencia | 3000 w | 2000 w | 1500 w |
| Temp. máx. | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC |
| Capacidad mufla | 10.6 l | 4.8 l | 2.7 l |
| Alto mufla | 149 mm | 117 mm | 100 mm |
| Ancho mufla | 305 mm | 227 mm | 165 mm |
| Fondo mufla | 234 mm | 180 mm | 160 mm |
| Nº cilindros Ø 80 mm | 8-12 | 4-6 | 2-3 |



**HP100**
REF. 080148
-22%
~~pvp 3.904,10 €~~
**3.045 €** + IVA
Alto 525 mm
Ancho 490 mm
Fondo 440 mm
Peso 42 kg

**HP50**
REF. 080144
-22%
~~pvp 3.121,23 €~~
**2.435 €** + IVA
Alto 500 mm
Ancho 405 mm
Fondo 375 mm
Peso 35 kg

**HP25**
REF. 080142
-22%
~~pvp 2.753,29 €~~
**2.148 €** + IVA
Alto 465 mm
Ancho 340 mm
Fondo 335 mm
Peso 30 kg

## **Hornos Vulcano** de precalentamiento

Alternativa económica a los hornos estándar y su única diferencia está en el control electrónico. La pantalla LCD proporciona toda la información necesaria para la programación y el seguimiento del trabajo.

| MODELO | HP 25 | HP 50 | HP 100 |
|---|---|---|---|
| Potencia | 1500 w | 2000 w | 3000 w |
| Temp. máx. | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC |
| Capacidad mufla | 2.7 l | 4.8 l | 10.6 l |
| Alto mufla | 100 mm | 117 mm | 149 mm |
| Ancho mufla | 165 mm | 227 mm | 305 mm |
| Fondo mufla | 160 mm | 180 mm | 234 mm |
| Nº cilindros Ø 80 mm | 2-3 | 4-6 | 8-12 |



**HP25**
REF. 080133
-22%
~~pvp 2.440,99 €~~
**1.904 €** + IVA
Alto 525 mm
Ancho 490 mm
Fondo 440 mm
Peso 42 kg

**HP50**
REF. 080135
-22%
~~pvp 2.770,85 €~~
**2.161 €** + IVA
Alto 500 mm
Ancho 405 mm
Fondo 375 mm
Peso 35 kg

**HP100**
REF. 080139
-22%
~~pvp 3.496,56 €~~
**2.727 €** + IVA
Alto 525 mm
Ancho 490 mm
Fondo 440 mm
Peso 42 kg

## **Horno 50D** precalentamiento directo

REF. 080130



**-22%**
~~pvp 2.541,24 €~~
**1.982 €** + IVA

- ✓ Calienta de manera directa hasta la temperatura final y la mantiene durante el tiempo programado.
- ✓ Potencia 2000 W
- ✓ Máximo 1100ºC

Alto 440 mm x Ancho 405 mm x Fondo 375 mm
Peso 38 kg

## **Catalizador de humos**

REF. 080124



**-22%**
~~pvp 870,12 €~~
**679 €** + IVA

- ✓ Se acopla a la salida de humos de cualquier horno MESTRA de precalentamiento.
- ✓ Potencia 600 W

Alto 380 mm x Ancho Ø 38,5 mm x Fondo 185 mm
Peso 5,3 kg

## **Desencerador** de cilindros

REF. 080068




6 cilindros 3x
REF. 040119

**-22%**
~~pvp 715,19 €~~
**558 €** + IVA

Permite eliminar la cera de los cilindros por medio de vapor de agua antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores. Gracias a su bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Alto 245 mm x Ancho 230 mm x Fondo 400 mm
Peso 5 kg

## **Horno** de cerámica

**REF. 100249**

- ✓ Bomba de vacío incluida.
- ✓ Plataforma de calentamiento.
- ✓ Kit de calibración.
- ✓ Bandeja.



~~pvp 5.180,85 €~~ **-22%**
**4.041 €** + IVA

Alto 426 mm
Ancho 392 mm
Fondo 320 mm
Peso 24 kg

## **Mufla** de vertido para resinas

**REF. 020202R**

- ✓ Resistente a altas temperaturas.
- ✓ Fabricada en plástico.



~~pvp 112,85 €~~ **-22%**
**88 €** + IVA

Alto 50 mm
Ancho 105 mm
Fondo 88 mm
Peso 0,24 kg

# VIBRADORES

## ELECTROVIBRADORES TEIDE

- ✓ 1 tipo vibración.
- ✓ Potencia ajustable.



**Teide 1**

Alto 117-197 mm
Ancho 265 mm
Fondo 227 mm
Peso 5,5 kg

**REF. 080021**
~~pvp 499,77 €~~ **-22%**
**390 €** + IVA

- ✓ 2 tipos vibración.
- ✓ Potencia ajustable.



**Teide**

Alto 117-197 mm
Ancho 265 mm
Fondo 227 mm
Peso 5,5 kg

**REF. 080022**
~~pvp 520,84 €~~ **-22%**
**406 €** + IVA

- ✓ 5 tipos vibración.
- ✓ Potencia y tiempo regulable.



**Teide Cima**

Alto 117-197 mm
Ancho 265 mm
Fondo 227 mm
Peso 5,5 kg

**REF. 080024**
~~pvp 532,88 €~~ **-22%**
**416 €** + IVA

## VIBRADORES CLÁSICOS



**REF. 080030**
~~pvp 373,15 €~~ **-22%**
**291 €** + IVA

Alto 100 mm
Ancho Ø 120 mm
Peso 2,5 kg



**REF. 080020**
~~pvp 447,75 €~~ **-22%**
**349 €** + IVA

Alto 105 mm
Ancho 220 mm
Fondo 220 mm
Peso 6,3 kg



**REF. 080025**
~~pvp 422,86 €~~ **-22%**
**330 €** + IVA

Alto 105 mm
Ancho 160 mm
Fondo 220 mm
Peso 6,2 kg




**REF. 080010**
~~pvp 653,38 €~~ **-22%**
**510 €** + IVA

Alto 130 mm
Ancho 275 mm
Fondo 370 mm
Peso 13,2 kg

## Martillo neumático **REF. 050550**

- ✓ Transmite poca vibración a la mano.
- ✓ Incluye tres cinceles diferentes.
- ✓ Económico.
- ✓ Ligero.
- ✓ Ergonómico.
- ✓ Duradero.



~~pvp 424,33 €~~ **-22%**
**331 €** + IVA

Alto Ø 21 mm
Ancho 140 mm
Peso 185 kg

| Especificaciones | |
|---|---|
| Largo 140 mm | Tubo conexión 6 mm |
| Presión 2-6 atm | Peso 185 gr |

## Martillo **REF. 050266**

Doble funcionalidad en una cabeza de acero pulido, con una cara plana y la otra en bola.

- ✓ Mango de madera natural.
- ✓ Equilibrio perfecto.
- ✓ Acabado espejo.
- ✓ **Ideal para:** Cerámica, esqueléticos, ortodoncia y micro-mecánica.
- ✓ **Peso cabeza:** 28 g (1 oz).
- ✓ **Materiales:** Acero templado y madera.





NUEVO

**OFERTA LANZAMIENTO**
**7,5 €** + IVA

# Lámparas polimerizadoras

Lámparas LED válidas para la mayoría de materiales polimerizables.

**¡DOBLE FRECUENCIA!**

NUEVO



**REF. 100035**
-22%
~~pvp 414,59 €~~
**323 €**
+ IVA

✓ Potencia 40 W
✓ Espectro 350-400 nm

**Alto 115 mm x Ancho 295 mm x Fondo 215 mm**
**Peso 2 kg**



**REF. 100037**
-22%
~~pvp 463,41 €~~
**361 €**
+ IVA

✓ Potencia 65 W
✓ Espectro 400-405 nm

**Alto 107 mm x Ancho 285 mm x Fondo 200 mm**
**Peso 1,2 kg**



**REF. 100036**
-22%
~~pvp 483 €~~
**377 €**
+ IVA

✓ Potencia 65 W
✓ Espectro 400-405/460-465 nm

**Alto 107 mm x Ancho 285 mm x Fondo 200 mm**
**Peso 1,2 kg**

# Lámpara polimerizadora **Sun Beam**

**REF. 080550**

Inox

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

| Especificaciones |
|---|
| Espectro 280/550 nm |
| Rango de tiempo 3/20 min |
| 6 lámparas:<br>3mod. 9W/78 UVA<br>3mod. 9W/71 UVA |
| Consumo 54 W |



-22%
~~pvp 1.792,88 €~~
**1.398 €**
+ IVA

**Alto 315 mm**
**Ancho 233 mm**
**Fondo 210 mm**
**Peso 6,1 kg**

# NUEVO

## **Placas** para perforadora de pines



**Placa base para zócalo (100 uds.)**
**REF. 050180**



**Placa base sin arandela (100 uds.)**
**REF. 050182**



**Arandela para placa base (50 uds.)**
**REF. 050182-01**



**Placa base con arandela (50 uds.)**
**REF. 050184**

**CONSULTAR PRECIOS**



**Placa secundaria con imán (25 uds.)**
**REF. 050186**

# Planchas de base fotopolimerizables rosas

Con las planchas de base **Mestra** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera.

Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

Caja de 50 uds.



**REF. 130320** Espesor: 2.2 y 2.4
**REF. 130322** Espesor: 1.4

-10%
~~pvp 45,15 €~~
**41 €**
+ IVA

# **Megatray** planchas de base fotopolimerizables rosas

Con las planchas de base **Megatray** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera.

Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

Caja de 50 uds.




**REF. 130330** Espesor: 2.2 y 2.4
**REF. 130334** Espesor: 1.4

-10%
~~pvp 49,96 €~~
**45 €**
+ IVA

# Verticulador HANDY BASIC

**REF. 130100**

**SÚPER OFERTA**
**340 € + IVA**

Potente herramienta que encaja en multitud de procesos para realizar prótesis dentales, por ejemplo para elaborar o diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales...



## Pulidor Electrolítico

**REF. 080490**

Inox

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO



**-22%**
~~pvp 1.368,86 €~~
**1.068 €**
+ IVA

Alto 140 mm
Ancho 245 mm
Fondo 245 mm
Peso 5,3 kg

## Pulidor electrolítico digital

**REF. 100291**

Aparato de reducidas dimensiones Tiene la posibilidad de desmontar la cuba, lo que facilita su limpieza.

El control electrónico permite ajustar de manera precisa el tiempo y la intensidad máxima.

Además es posible memorizar un programa de pulido.



**-22%**
~~pvp 805,35 €~~
**628 €**
+ IVA

Alto 145 mm
Ancho 250 mm
Fondo 210 mm
Peso 1,9 kg

## Líquido para baño electrolítico

Producto de gran calidad listo para su uso y apropiado para cualquier aparato de pulido electrolítico, formulado para reducir al mínimo su toxicidad cuando se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso.

Empleándolo junto a baños electrolíticos del tipo dental y/o joyería, la calidad conseguida es excelente. Además, permanece sin degradarse durante muchos ciclos de uso.

Su textura viscosa para evitar las salpicaduras además de facilitar su limpieza.



5 litros
**REF. 130351**
**-22%**
~~pvp 55,16 €~~
**43 €**
+ IVA



1 litros
**REF. 130350**
**-22%**
~~pvp 12,98 €~~
**10 €**
+ IVA

## Perforadora de pines **Atlas**

**REF. 080610**

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

Se suministra con
2 fresas de diámetro:
1.85 mm y 1.95 mm

**Especificaciones**

Velocidad 6000 rpm




**-10%**
~~pvp 1.088,18 €~~
**849 €**
+ IVA

Alto 300 mm
Ancho 165 mm
Fondo 165 mm
Peso 5 kg

## Cortadora de muñones

**REF. 080614**

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

**Especificaciones**

Velocidad 6000 rpm

Potencia 200 W



**-10%**
~~pvp 1.246,62 €~~
**972 €**
+ IVA

Alto 290 mm
Ancho 260 mm
Fondo 223 mm
Peso 6,3 kg

# CALENTADORES

## **Calentador** por inducción

REF. 100009



Cuenta con dos sensores de proximidad.

-22%
~~pvp 288,81 €~~
225 €
+ IVA

Alto 85 mm
Ancho 210 mm
Fondo 90 mm
Peso 0,5 kg

## **Espátulas** electrónicas para modelar cera



1 espátula y
2 puntas diferentes

REF. 100007
SÚPER OFERTA
181 € + IVA

Alto 65 mm
Ancho 75 mm
Fondo 120 mm
Peso 0,65 kg

Temperatura
50 - 200°C



2 espátulas y
6 puntas diferentes

REF. 100008
SÚPER OFERTA
235 € + IVA

Alto 70 mm
Ancho 150 mm
Fondo 120 mm
Peso 1 kg

## Calentador de cera



1 recipiente

REF. 080071
-22%
~~pvp 273,13 €~~
213 €
+ IVA

Alto 70 mm
Ancho 192 mm
Fondo 114 mm
Peso 1,1 kg



4 recipientes

REF. 080072
-22%
~~pvp 273,13 €~~
213 €
+ IVA

Alto 70 mm
Ancho 192 mm
Fondo 114 mm
Peso 1,1 kg

## **Calentadores** de inmersión digital



1 recipiente

REF. 100126
SÚPER OFERTA
152 € + IVA

Alto 70 mm
Ancho 110 mm
Fondo 140 mm
Peso 0,5 kg



Temperatura
50 - 200°C

Temperatura
independiente
en cada cuba

3 recipiente

REF. 100123
SÚPER OFERTA
255 € + IVA

Alto 74 mm
Ancho 200 mm
Fondo 140 mm
Peso 0,7 kg

## **Calentador de cera** de gran capacidad

REF. 080076

- ✓ Con cuba teflonada.
- ✓ Capacidad 1 L



-22%
~~pvp 578,76 €~~
451 €
+ IVA

Alto 146 mm
Ancho 195 mm
Fondo 230 mm
Peso 1,7 kg

## **Calentador** de composite

REF. 080077

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.



SÚPER OFERTA
236 € + IVA

Alto 135 mm
Ancho 110 mm
Fondo 97 mm
Peso 0,7 kg

## Soldadora de puntos

REF. 100127

La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos.

Grosor de la unión
0.2 mm a 1.8 mm



-22%
~~pvp 751,56 €~~
586 €
+ IVA

Alto 160 mm
Ancho 220 mm
Fondo 335 mm
Peso 5,5 kg

## Paralelómetro

REF. 050310

Pinza concéntrica para vástagos de 2 mm que incorpora:

- ✓ Cuchilla para cera
- ✓ Varilla analizante
- ✓ Varilla con resalte de 0.25, 0.50 y 0.75
- ✓ Estuche con minas



-22%
~~pvp 475,65 €~~
371 €
+ IVA

Alto 250 mm
Ancho 168 mm
Fondo 168 mm
Peso 4,2 kg

# Pinceles **HYBRID KOLINSKY-TORAY**

✓ **Ventajas provenientes del pelo Kolinsky:** Excelente retención de líquido y posterior dosificación del mismo.

✓ **Ventajas provenientes de la fibra Toray:** Recupera su forma después del uso, excelente resistencia a la abrasión, extraordinario deslizamiento sin apenas resistencia.

✓ **Otras ventajas:** Mango ergonómico de color rojo, variedad de tamaños (7), precio muy competitivo.

| | Referencia | Material | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 0 | 050370 | Madera | 9 € |
| 1 | 050371 | Madera | 10 € |
| 2 | 050372 | Madera | 11 € |
| 4 | 050373 | Madera | 15 € |
| 6 | 050374 | Madera | 18 € |
| 8 | 050375 | Madera | 20 € |
| 10 | 050376 | Madera | 25 € |



Permite la aplicación de la cerámica con precisión gracias a su punta fina.

NUEVO

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO




## Estación de fotopolimerización **Sun Beam 3D+**

**REF. 150121**

**NUEVO MODELO**
CABINA MÁS AMPLIA. CON FUNCIÓN DE SECADO Y FILTRO DE CARBONO ACTIVO QUE ELIMINA OLORES

El dispositivo UV emite luz ultravioleta de forma constante, concentrada y uniforme para curar rápidamente las impresiones realizadas con resinas de fotopolímero.

El proceso de curado posterior aumenta la dureza y la resistencia de los productos impresos.



**FILTRO DE CARBONO:**
Evita olores y residuos.
**150121-05**



**MISMO PRECIO, MÁS PRESTACIONES**
-22%
~~pvp 591,48 €~~
**461 €** + IVA

Alto 264 mm
Ancho 338 mm
Fondo 420 mm
Peso 4,88 kg

| Especificaciones |
|---|
| Potencia de curado 40 W |
| Potencia de secado 150 W |
| Long. de onda 400-405 nm |
| Temporizador 0-60" |

## Agitador de resinas

**REF. 150130**

Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir una excelente impresión, y por ello, nuestro agitador agita las botellas de resina con un movimiento doblemente giratorio resultando altamente eficiente.

Silencioso y con regulador de velocidad de giro.



-10%
~~pvp 426,22 €~~
**384 €** + IVA

Alto 103 mm
Ancho 480 mm
Fondo 253 mm
Peso 3,1 kg

## **Lámpara** para secado de circonio

**REF. 100030**

Lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica fabricada en aluminio que sirve para secar las estructuras de circonio después de la inmersión en el colorante, evitando la corrosión de las resistencias del horno de sinterización.

El tiempo de secado depende del tipo de estructura.



-10%
~~pvp 166,32 €~~
**150 €** + IVA

Alto 560-705 mm
Ancho 380 mm
Fondo 350 mm
Peso 1,2 kg

## **Spray** para escáner de laboratorio

**REF. 130355**

Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo.

Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación que suelen usar los proyectores de escáner dental.

Los tiempos de secado son extremadamente rápidos, lo que mejora la productividad.

Los restos pulverizados sobre superficies no deseadas se pueden limpiar fácilmente.

El envase contiene 200 ml.



-22%
~~pvp 19,19 €~~
**15 €** + IVA

## **Mini arenadora** para uso extraoral

**REF. 100122**

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.




Este modelo es para laboratorio de prótesis dental; no puede ser utilizado para aplicaciones intra-oral.



**SÚPER OFERTA**
**130 € + IVA**

Alto 45 mm
Ancho 195 mm
Fondo 110 mm
Peso 0,27 kg

## **Selladora** de bolsas automática

**REF. 080435**

Incorpora impresora con información detallada para el registro.

Alto 575 mm
Ancho 202 mm
Fondo 235 mm
Peso 18 kg






**Rodillo opcional**
200 x 240 x 635 mm
17 kg

**REF. 080436**
-10% ~~pvp 461,62 €~~ **415 € + IVA**

**-22%**
~~pvp 2.921,63 €~~
**2.279 € + IVA**

## **Selladora de bolsas**

**REF. 080433**

- ✓ Longitud sellado 305 mm
- ✓ Anchura sellado 12 mm

*Bobinas no incluidas



**SÚPER OFERTA**
**265 € + IVA**

Alto 210 mm
Ancho 335 mm
Fondo 430 mm
Peso 6,5 kg

## **Bolsa autoadhesiva** para esterilización

**Nuevas bolsas 5×9 cm**
**¡Las más pequeñas del mercado!**



**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| **Ref. 080448:** 5 × 24 cm | Ref. 080449: 7 × 26 cm |
| **Ref. 080450:** 9 × 26 cm | Ref. 080451: 5 × 9 cm |
| **Ref. 080452:** 14 × 28 cm | Ref. 080454: 19 × 36 cm |
| **Ref. 080456:** 25 × 40 cm | Ref. 080457: 30 × 40 cm |
| **Ref. 080458:** 30 × 45 cm | Ref. 080459: 5.7 × 13 cm |

200 bolsas por paquete

**CONSULTAR PRECIOS**

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

## **Bobinas** para selladoras



**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| **Ref. 080441:** 5 cm × 200 m | **Ref. 080445:** 20 cm × 200 m |
| **Ref. 080442:** 7.5 cm × 200 m | **Ref. 080446:** 25 cm × 200 m |
| **Ref. 080443:** 10 cm × 200 m | **Ref. 080447:** 30 cm × 200 m |
| **Ref. 080444:** 15 cm × 200 m | |

**CONSULTAR PRECIOS**

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

# BAÑOS DE ULTRASONIDOS

## Baño de ultrasonidos **Calypso** 4 litros

REF. 080422

- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas Ref. 070520
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.



-22%
~~pvp 1.441,03 €~~
**1.124 €**
+ IVA

Alto 220 mm
Ancho 270 mm
Fondo 425 mm
Peso 4,5 kg

## **Baños de ultrasonidos** 2.8, 3.4 y 5.8 litros

NUEVO

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.

Inox



MEDIDAS INTERIORES:
Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

5.8 L
REF. 100152
-22%
~~pvp 608,76 €~~
**475 €**
+ IVA

Alto 290 mm
Ancho 180 mm
Fondo 365 mm
Peso 5,4 kg



MEDIDAS INTERIORES:
Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm

3.4 L
REF. 100151
-22%
~~pvp 567 €~~
**442 €**
+ IVA

Alto 290 mm
Alto 165 mm
Fondo 365 mm
Peso 5,2 kg



MEDIDAS INTERIORES:
Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

2.8 L
REF. 100150
-22%
~~pvp 441,42 €~~
**344 €**
+ IVA

Alto 245 mm
Ancho 165 mm
Fondo 300 mm
Peso 4 kg

## **Baño de ultrasonidos** 3, 2.5 y 1.4 litros

NUEVO



2,5 L
REF. 100140
-22%
~~pvp 335,48 €~~
**262 €**
+ IVA

Alto 204 mm
Ancho 243 mm
Fondo 314 mm
Peso 3,1 kg



3 L
REF. 100142
-22%
~~pvp 218 €~~
**170 €**
+ IVA

Alto 234 mm
Ancho 193 mm
Fondo 385 mm
Peso 3,6 kg



1,4 L
REF. 100141
-22%
~~pvp 217,94 €~~
**170 €**
+ IVA

Alto 162 mm
Ancho 240 mm
Fondo 225 mm
Peso 1,9 kg

# ARTICULADORES

## Arquímedes Profesional **A7 PLUS**

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



MESTRA by bio-art



**REF. 010099**
Arquímedes Profesional **A7 PLUS**
Articulador semiajustable tipo arcón + estuche
-22% ~~pvp 269,54 €~~
**210 €** + IVA

**REF. 010102**
Set Profesional **Estándar**
Articulador + arco facial estándar + estuche
**SÚPER OFERTA**
**278 €** + IVA

**REF. 010101**
Set Profesional **Élite**
Articulador + arco facial élite + estuche
-22% ~~pvp 509,93 €~~
**398 €** + IVA

## Arquímedes Protrusal **A7 PLUS-E**

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



MESTRA by bio-art



**REF. 010103**
Arquímedes Protrusal **A7 PLUS-E**
Articulador semiajustable tipo arcón + estuche
**SÚPER OFERTA**
**299 €** + IVA

**REF. 010104**
Set Protrusal **Estándar**
Articulador + arco facial estándar + estuche
**SÚPER OFERTA**
**347 €** + IVA

**REF. 010106**
Set Protrusal **Élite**
Articulador + arco facial élite + estuche
**SÚPER OFERTA**
**473 €** + IVA

## 4000 S

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



MESTRA by bio-art



**REF. 010107**
**4000 S**
Articulador semiajustable tipo arcón + estuche
-22% ~~pvp 322,72 €~~
**252 €** + IVA

**REF. 010107S**
Set 4000 S **Estándar**
Articulador + arco facial estándar + estuche
-22% ~~pvp 445,32 €~~
**347 €** + IVA

**REF. 010107E**
Set 4000 S **Élite**
Articulador + arco facial élite + estuche
-22% ~~pvp 563 €~~
**439 €** + IVA

# ARTICULADORES

## Arquímedes Junior **A7 FIX** REF. 010098

- ✓ Articulador tipo arcón.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



-22%
~~pvp 150,20 €~~
**117 €**
+ IVA

MESTRA by bio-art

## Arco facial Estándar REF. 010102-50

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



MESTRA by bio-art CE Producto sanitario

-22%
~~pvp 128,18 €~~
**100 €**
+ IVA

## Arco facial Élite REF. 010100-55

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.



MESTRA by bio-art CE Producto sanitario

-22%
~~pvp 266,91 €~~
**208 €**
+ IVA

## Kit accesorios para articulador facial 3 piezas. REF. 010100-46

Los articuladores reproducen las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Este kit de accesorios de Bio-Art está compuesto por:

- ✓ 1 soporte de tenedor: Que permite una mayor estabilidad del registro, evitando distorsiones no deseadas.
- ✓ 1 mesa de camper: Soporte utilizado para montaje estandarizado. Con líneas de referencias para ayudar al posicionamiento del modelo.
- ✓ 1 regla Fox.

REF. 010100-37

REF. 010100-41



REF. 010100-35

-22%
~~pvp 20 €~~
**77 €**
+ IVA

MESTRA by bio-art

NUEVO

## Articulador funcional de 2 puntos REF. 010040

- ✓ Fabricado en latón y acero inoxidable.
- ✓ Con movimientos de lateralidad.



Alto 78 mm
Ancho 126 mm
Fondo 115 mm
Peso 0,3 kg

-22%
~~pvp 39,12 €~~
**31 €**
+ IVA

## Articulador balanceado ligero con plano oclusal REF. 010090



Alto 130 mm
Ancho 160 mm
Fondo 125 mm
Peso 0,6 kg

-22%
~~pvp 85,86 €~~
**67 €**
+ IVA

## Articulador balanceado ligero REF. 010090B



Alto 130 mm
Ancho 160 mm
Fondo 125 mm
Peso 0,6 kg

-22%
~~pvp 79,34 €~~
**62 €**
+ IVA

## Articulador condilar magnético REF. 010185



Alto 95 mm
Ancho 130 mm
Fondo 100 mm
Peso 0,34 kg

-22%
~~pvp 63,03 €~~
**49 €**
+ IVA

## Articulador de plástico desechable

NUEVO

100 unidades
REF. 010147
-22% ~~pvp 22,26 €~~ **17 €** + IVA




100 unidades
REF. 010148
-22% ~~pvp 22,26 €~~ **17 €** + IVA



# **Mesas de trabajo** para uno y dos puestos









- ✓ Mesas de trabajo de muy alta calidad.
- ✓ Conexión 220 V
- ✓ Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales
- ✓ Con preinstalación para mechero de gas.
- ✓ Astillera que encaja perfectamente con la caja de trabajo **Orión** **(Ref. 080214 de MESTRA)**

**REF. 100304**
-22%
~~pvp 2.912,48 €~~
**2.621 €**
+ IVA



80 kg

**REF. 100303**
-22%
~~pvp 2.078,24 €~~
**1.870 €**
+ IVA




55 kg

## Mesa de trabajo

**REF. 100301**

Mesa de trabajo metálica con encimera de madera que cuenta con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: dos enchufes, balda/repisa, cajón, etc. Montaje sencillo.







-22%
~~pvp 887,27 €~~
**692 €**
+ IVA

## Mesa de trabajo

**REF. 100301K2**

- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo **REF. 100300**
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor **Ref.100238**

**Obsequio:**
- ✓ Lupa de mesa
- ✓ Fresero magnético.







**SÚPER OFERTA**
**1.500 €**
+ IVA

## Mesa de repaso - 1 puesto - Import

**REF. 100302**

Estructura metálica con repisa superior y encimera de madera equipada con apoyabrazos y protector de acero.

- ✓ Cuenta con 2 cajones centrales y un módulo lateral derecho con 3 cajones con cierre mediante llave.
- ✓ Incorpora aspirador de 500 W de potencia regulable, con interruptor independiente para la activación de la aspiración y ajuste de potencia mediante mando giratorio.
- ✓ Pistola de aire comprimido con indicador de presión integrado.
- ✓ Panel de control con 3 interruptores independientes para aspiración, iluminación y dos tomas de corriente.
- ✓ Incluye lámpara de 162 LEDs con brazo articulado y 4 bandejas portatrabajos de plástico.
- ✓ Preparada para conexión a instalación de gas.

| Especificaciones | |
|---|---|
| Altura mesa: 850 mm | Altura repisa: 1070 mm |
| Ancho: 1220 mm | Fondo: 600 mm |
| Dimensiones embalaje: 134 x 73 x 120 cm | |
| Peso neto: 130 kg | Peso bruto: 150 kg |

**OFERTA LANZAMIENTO**
**1700 €** + IVA



# **Sillas** para puesto de trabajo



NUEVO

1 regulador de altura

Alto 460-660 mm
Ancho 450 mm
Fondo 460 mm
Peso 9 kg

Sin ruedas

REF. 100297
-22%
~~pvp 279,41 €~~
218 € + IVA



1 regulador de altura

Alto 420-555 mm
Ancho 450 mm
Fondo 460 mm
Peso 8 kg

Con ruedas

REF. 100298
-22%
~~pvp 279,41 €~~
218 € + IVA

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)



NUEVO

Alto 420-555 mm
Ancho 450 mm
Fondo 460 mm
Peso 10,3 kg

REF. 100299
-22%
~~pvp 332,63 €~~
259 € + IVA

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

Permiten cuatro regulaciones diferentes: Altura e inclinación del asiento, y altura y ángulo de inclinación del respaldo.



Alto 390-515 mm
Ancho 420 mm
Fondo 420 mm
Peso 9 kg

REF. 100300
-22%
~~pvp 358,21 €~~
279 € + IVA

# **Bandejas** porta-trabajos

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO




Barra de sujeción
REF. 100060

| | |
|---|---|
| Amarillo | REF. 100050 |
| Azul | REF. 100052 |
| Rojo | REF. 100054 |
| Verde | REF. 100056 |
| Blanco | REF. 100058 |

10 unidades de un color.
-22%
~~pvp 95,08 €~~
74 € + IVA

Alto 145 mm
Ancho 140 mm
Fondo 190 mm
Peso 0,2 kg (unidad)

# **Bandejas** porta-trabajos grandes

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO




Barra de sujeción
REF. 100060

| | |
|---|---|
| Amarillo | REF. 100062 |
| Azul | REF. 100064 |
| Rojo | REF. 100066 |
| Verde | REF. 100068 |
| Blanco | REF. 100069 |

10 unidades de un color.
-22%
~~pvp 107,60 €~~
84 € + IVA

Alto 145 mm
Ancho 195 mm
Fondo 205 mm
Peso 0,3 kg (unidad)

# **Bandejas** porta-trabajos altas

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

NUEVO



Barra de sujeción
REF. 100060

| | |
|---|---|
| Amarillo | REF. 100071 |
| Azul | REF. 100072 |
| Rojo | REF. 100073 |
| Verde | REF. 100074 |
| Blanco | REF. 100075 |

10 unidades de un color.
-22%
~~pvp 81,51 €~~
64 € + IVA

Alto 145 mm
Ancho 145 mm
Fondo 155 mm
Peso 0,2 kg (unidad)

# **Bandejas** porta-trabajos sobremesa

*No compatible con carro Ref. 100048, ni con barra soporte Ref. 100060




| | |
|---|---|
| Amarillo | REF. 100043 |
| Azul | REF. 100044 |
| Rojo | REF. 100045 |
| Morado | REF. 100046 |
| Blanco | REF. 100047 |


10 unidades de un color.
-22%
~~pvp 32,72 €~~
26 € + IVA

Alto 210 mm
Ancho 140 mm
Fondo 150 mm
Peso 0,3 kg (unidad)

# **Carro** porta-bandejas

REF. 100048





-22%
~~pvp 451,61 €~~
352 € + IVA

Alto 1350 mm x Ancho 850 mm x Fondo 520 mm

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

## Carro porta-bandejas

+ 30 bandejas pequeñas
+ 20 bandejas grandes

REF. 100048-50
-22%
~~pvp 891,14 €~~
695 € + IVA

## Carro porta-bandejas

+ 60 bandejas pequeñas

REF. 100048-60
-22%
~~pvp 950,91 €~~
742 € + IVA

# LUPAS

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. La lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laboratoriales.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ **Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.**
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



**OFERTA LANZAMIENTO**

NUEVO

| Aumento 2,5 x | Aumento 3,5 x |
|---|---|
| REF. 100076 | REF. 100077 |
| OFERTA DE LANZAMIENTO | OFERTA DE LANZAMIENTO |
| 32 € + IVA | 32 € + IVA |



## Lámpara LED REF. 100288

¡LA MÁS VENDIDA! ★★★




- ✓ **84 LEDs grandes.**
- ✓ **Temperatura de color 6000 K**
- ✓ **Intensidad de luz regulable táctil.**
- ✓ **Con pinza para sujeción a la mesa.**
- ✓ **Brazo especialmente rígido.**

**SÚPER OFERTA**
**90 €** + IVA


## Lámpara LED REF. 100289




- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

**SÚPER OFERTA**
**90 €** + IVA

## Lámpara LED REF. 100290




- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

**SÚPER OFERTA**
**90 €** + IVA

## Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías
**REF. 100287**

Lente de 5 dioptrías
**REF. 100287-5x**

**SÚPER OFERTA**
**69 €** + IVA


- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

## Lámpara LED REF. 100289V

NUEVO




- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.




Giro de hasta 180º



**Luz fría** 1 hilera
**Luz neutra** 2 hileras
**Luz cálida** 1 hilera

~~-28%~~
~~pvp 150 €~~
**108 €** + IVA

## Accesorios para lámpara y lupa

**REF. 100287 - REF. 100288**



Soporte con ruedas
**REF. 100288-10**
~~-22%~~ ~~pvp 73,49 €~~ **57 €** + IVA



**REF. 100288-02**
Sargento grande



**REF. 100288-03**
Soporte pared



**REF. 100288-04**
Soporte mesa atornillable




**REF. 100288-07**
Soporte sobremesa

**MESTRA**
**Talleres Mestraitua SL**
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 1100018003