AGUJAS

Agujas **Octoplus®**


Las **agujas dentales Octoplus®** que Laboratorios Clarben fabrica en exclusiva, cumplen con las especificaciones y necesidades más completas para los profesionales de la praxis odontológica que hoy en día se puedan requerir. Su planta de producción, con la más innovadora tecnología y sujeta a los más estrictos controles de calidad en cada una de sus etapas de fabricación, hacen de este producto sanitario, uno de nuestros productos estrella. Fabricamos de acuerdo a la Regulación Europea vigente.

Es por todo ello que Laboratorios Clarben puede afirmar que está poniendo en manos del profesional de la Odontología, la aguja de mayor calidad en el mercado. Son actualmente las ÚNICAS agujas que pasan un control extra externo realizado por Laboratorios Echevarne.



Además de la variedad de tamaños de agujas en cuanto a calibre y longitud, algunas de las características detallas a continuación hacen de nuestras agujas algo diferencial:

- **Compatible** con todo tipo de jeringas de rosca europea.
- Cánula de **acero inoxidable quirúrgico de pared ultra fina, tripel bisel y siliconada**, que facilita la inserción reduciendo la sensación de dolor en el pinchazo, así como el posible riesgo de lesión por deflexión de la aguja.
- Cono de polipropileno con color diferenciador del tamaño de la aguja, y marcador del triple bisel que indica la dirección exacta de salida del anestésico.
- Sin látex.
- **Cada aguja dispone de un sellado hermético** a prueba de manipulación **entre el capuchón y el protector de plástico rígido, que conforma un sistema de barrera estéril**.
- Información para una correcta identificación y trazabilidad de la aguja en el propio capuchón de la misma, como: lote, caducidad, calibre y longitud.
- Altos estándares de calidad a lo largo de todas las fases de fabricación de cada componente y ensamblado de la aguja, en salas de clase ISO 8, y controles microbiológicos en cada lote de producto.
- Estériles y libres de pirógenos. **Realizando un segundo control de análisis de endotoxinas antes de su puesta en el mercado**.



TRIPLE BISEL: un mayor filo para para reducir la sensación de punción.

REF	NOMBRE	CONTENIDO
01-020	**Octoplus® 30 G** Aguja corta de 0,3 × 21 mm, Infiltrativa, periapical lingual maxilar inferior.	Caja con 100 un.
01-016	**Octoplus® 30 G** Aguja corta de 0,3 × 25 mm, Infiltrativa, periapical, vestibular, periapical maxilar, palatino y maxilar superior.	Caja con 100 un.
01-018	**Octoplus® 27 G** Aguja larga de 0,4 × 38 mm, Troncular.	Caja con 100 un.
01-017	**Octoplus® 30 G X** Aguja corta de 0,3 × 16 mm, Intraligamentosa, periapical lingual maxilar inferior.	Caja con 100 un.

DepoDent
ventas@depodent.es · Tel. +34 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 · depodent.es
Oficinas comerciales en Castellón y Tarragona · Distribución en todo el territorio nacional: Cataluña y Aragón, Centro peninsular, Norte peninsular, Levante y Baleares, Andalucía y Extremadura