SECADO Y OBTURACIÓN

Puntas de papel y de gutapercha **HyFlex™**



Las líneas consolidadas de las limas HyFlex CM y HyFlex EDM NiTi incluyen puntas de papel y de gutapercha perfectamente armonizadas, que facilitan un proceso de tratamiento óptimo.

Las puntas de papel y de gutapercha HyFlex están óptimamente adaptadas a las limas CM y HyFlex EDM, por eso contribuyen al mejor resultado de tratamiento posible. Se corresponden con los tamaños respectivos y tienen una conicidad perfecta para secar y obturar del modo más preciso y rápido posible los conductos radiculares preparados previamente con las limas HyFlex.

El tamaño de la punta se puede identificar fácilmente mediante el código de color en la parte superior, y la longitud de ≥ 28 mm permite insertar las puntas hasta la longitud de trabajo.
Las puntas están disponibles en cajas surtidas o en tamaños individuales.

→ Ajuste preciso
→ Código de colores
→ Máxima calidad

COLTENE

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 depodent.es



Información para pedidos

HyFlex CM		
Tamaño / conicidad	**Puntas de papel 100 uds.**	**Puntas de gutapercha 60 uds.**
15/.04	60022671	-
20/.04	60022672	60022689
25/.04	60022673	60022690
30/.04	60022674	60022691
35/.04	60022675	60022692
40/.04	60022676	60022693
45/.04	60022677	60022694
50/.04	60022678	60022695
60/.04	60022679	60022696
Surtido 20-45 /.04	60022680	60022703
20/.06	60022682	60022697
25/.06	60022683	60022698
30/.06	60022684	60022699
35/.06	60022685	60022700
40/.06	60022686	60022701
45/.06	60022687	60022702
Surtido 20-45 /.06	60022688	60022704

HyFlex EDM		
Tamaño / conicidad	**Puntas de papel 100 uds.**	**Puntas de gutapercha 60 uds.**
20/.05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/.04	60022676	60022708
50/.03	60022741	60022709
60/.02	60022740	60022710
Surtido 20/.05 - 60/.02	60022744	60022705



DepoDent
Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura