Euronda Alle

Your surgical field simply perfect

ES

DepoDent



Euronda®

Alle

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 depodent.es

Cánulas quirúrgicas



Cánulas de aspiración quirúrgicas con punta extraíble. En los casos en que sea necesario aumentar la capacidad de aspiración, se puede retirar la punta pasando de una abertura de 2,5 mm a una de 4,8 mm.

El paquete incluye dos adaptadores en PVC de 1,1 cm y 1,6 cm.



Clasificación
Producto Sanitario de Clase IIa

Material
PVC

Dimensiones
Sin punta: 18 cm
Con punta: 20,5 cm

Esterilidad
59 meses de esterilidad garantizada desde la fecha de fabricación

Embalaje
Paquete de 20 unidades

Referencia
270644

Aspiradores quirúrgicos



Aspiradores quirúrgicos de PVC, con o sin cánula Yankauer CH12, ideales para largas sesiones de cirugía. Los conectores antipliegues impiden la torsión accidental del aspirador. Permiten realizar la conexión tanto con el sillón como con un sistema centralizado.

La cánula Yankauer cuenta con dos orificios que impiden dañar los tejidos blandos.

El paquete incluye un adaptador bicónico.



Clasificación
Producto Sanitario de Clase IIa

Material
PVC

Dimensiones
Sin cánula: 220 cm
Con cánula: 250 cm

Esterilidad
59 meses de esterilidad garantizada desde la fecha de fabricación

Embalaje
Paquete de 10 unidades

Referencias
Sin cánula: 270650
Con cánula: 270651