Euronda Alle

Your surgical field simply perfect

ES

DepoDent



Euronda®

Alle

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 depodent.es

Líneas de irrigación mecánica



Líneas de irrigación mecánica disponibles en diferentes versiones, diseñadas para utilizarse con un fisiodispensador y para garantizar una dispensación controlada del líquido refrigerante.

Equipadas con perforador con capuchón «abre y cierra», filtro de aire y punta final blanda para facilitar la introducción.

Fabricadas con materiales plásticos y componentes seleccionados que no contienen látex ni ftalatos. La calidad está garantizada gracias a procesos de fabricación controlados.

Embolsadas individualmente en blísteres estériles con etiqueta para garantizar su trazabilidad.



Clasificación
Producto Sanitario de Clase IIa, CE0051

Material
Silicona, PVC y ABS libre de látex y ftalatos

Esterilidad
59 meses de esterilidad garantizada desde la fecha de fabricación

Embalaje
Paquete de 10 unidades
Caja de 9 paquetes

Referencias	Tipo	Modelos de fisiodispensadores compatibles con las líneas Alle
270601	1/2Y	ACTEON - SATELEC: Suni 2000-3000, Suni Max / Azul ROCKET: BR 3000, BR 4000 / BREDENT: Sky Unit / CEFLA: Cefla Dental Chair / HKM: Surgi Set Basic, Surgi Set Pro 500, Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic
270602	1/2Y	ASTRATECH: Elcomed 100 / W&H: Astratech 100, Elcomed 100, Elcomed 200
270603	1/2Y	ATR: PhysioPlus, 3000 Krugg, 3000 New, 3000 Plus / B&B DENTAL: Physiodispenser 3000 / CEFLA: Cefla Dental Chair, Osseo System / KRUGG: Implant Surgery System / NOBEL BIOCARE: Steri Oss / RTC SISTEMI: Technoimplant
270604	1	NOUVAG: MD 10, MD 10S, MD 20, SEM 2, SU 100, CBM, MD 7000, MD 8000, TCM 3000 / NOVAXA: Assistant 2
270606	1/2Y	DE GIORGI: Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant / FRIATEC AG: Implantology surgical Unit / TISSIDENTAL: Oral Max System
270607	1/2Y	KAVO: INTRAsept 905 / MECTRON: Piezosurgery II, Piezosurgery 3
270609	1/2Y	NSK: Surgic Pro, Surgic Pro 2, Surgic XT, Surgic XT Plus, VarioSurg, Osseocision / ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2 / BONART: Piezo Surgical System / INTRA-LOCK: Delfin / KYOCERA: Neo Implantor / SAEYANG: Ki-20 / STRAUMANN: Surgical Pro 230V
270610	1/2Y T	W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI-923, Implantmed Plus SI-1010, Implantmed Plus SI-1015, Implantmed Plus SI-1023, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed / ZIMMER DENTAL: Surgical Motor System / DENTSPLY: Frios Unit S, Frios Unit S/i / 3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 / BTI: Drill Tech / DENTIUM: iCTmotor / NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare, OsseoSet 300
270613	1	ANTHOGYR: Implanteo, Implanteo Led / WOODPECKER: Implanter / COXO: C-Sailor
270616	1/2Y T	DENTSPLY: Frios Unit E / W&H: Elcomed SA-200C
270617	1/2Y	KAVO: INTRAsurg 300/500, INTRAsurg 300 Plus, INTRAsurg 1000, INTRAsurg 1000 Air
270618	1/2Y	BIEN AIR: Chiropro 980, Osseo Doc / BIOSAFIN: Easy Surgery, MyTUTOR / CEFLA: Cefla Dental Chair / EMS: Piezon Master Surgery / ESACROM: Surgysonic I, Surgysonic II, Surgysonic Moto / IDI EVOLUTION: TMM2 / PLANMECA: Planmeca Dental Chair / SILFRADENT: Acrobone, Easybone 4, Surgybone / SYMPLA: Prosurgy / UBS: Ultrasonic Bone Surger / WATSON-MARLOW: peristaltic pumps
270621	1	KAVO: MASTERsurg, EXPERTsurg
270624	1	MECTRON: Piezosurgery Touch, Piezosurgery White
270634	1/2Y	BA INTERNATIONAL: Optima Surge OS 500, Optima Surge OS 600L / SAESHIN: Traus SIP 10, X Cube / DE GIORGI: Traus SIP 10, Intrasurgery 2
270640	1	BA INTERNATIONAL: Optima Surge OS 600L / MICRO-NX: Impla-NX ISE-270
270626		Extensión para irrigación con luer lock sin perforador

Referencias	Tipo	Modelos de fisiodispensadores compatibles con las líneas Alle Pure
270623	1	W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI-923, Implantmed Plus SI-1010, Implantmed Plus SI-1015, Implantmed Plus SI-1023, Implantmed New Design, DU 900, Piezomed / ZIMMER DENTAL: Surgical Motor System / DENTSPLY: Frios Unit S, Frios Unit S/i / 3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 / BTI: Drill Tech / DENTIUM: iCTmotor / NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare, OsseoSet 300
270625	1	NSK: Surgic Pro, Surgic Pro 2, Surgic XT, Surgic XT Plus, VarioSurg, Osseocision / ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-707Av2 / BONART: Piezo Surgical System / INTRA-LOCK: Delfin / KYOCERA: Neo Implantor / SAEYANG: Ki-20 / STRAUMANN: Surgical Pro 230V
270635	1	BIEN AIR: Chiropro 980, Osseo Doc / BIOSAFIN: Easy Surgery, MyTUTOR / CEFLA: Cefla Dental Chair / EMS: Piezon Master Surgery / ESACROM: Surgysonic I, Surgysonic II, Surgysonic Moto / IDI EVOLUTION: TMM2 / PLANMECA: Planmeca Dental Chair / SILFRADENT: Acrobone, Easybone 4, Surgybone / SYMPLA: Prosurgy / UBS: Ultrasonic Bone Surger
270637	1	KAVO: INTRAsurg 300/500, INTRAsurg 300 Plus, INTRAsurg 1000, INTRAsurg 1000 Air

Leyenda

1 - Monoirrigación interna
1/2 - Irrigación interna y externa sin conexión en Y
1/2Y - Irrigación interna y externa con conexión en Y
T - Grifo para conectar la segunda línea de irrigación al segundo contraángulo o para conectar el irrigador

Todas las marcas mencionadas son marcas registradas propiedad de los fabricantes.