Euronda Alle

Your surgical field simply perfect

ES

DepoDent



Euronda®

Alle

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 depodent.es

Películas adhesivas



Películas adhesivas en polietileno para la protección de superficies difíciles de limpiar o esterilizar, como paneles de control, asas e interruptores.

Contribuyen a reducir la contaminación al limitar la propagación de microorganismos.

Se colocan fácilmente y se retiran sin dejar residuos en la superficie.



Clasificación
Producto Sanitario de Clase Is, CE0051

Material
PE

Color
Azul

Dimensiones
20 x 20 cm

Esterilidad
59 meses de esterilidad garantizada desde la fecha de fabricación

Embalaje
Paquete de 50 unidades
Caja de 5 paquetes

Referencia
270301

Fundas con adhesivos



Fundas en polietileno transparente antirreflectante con extremos abiertos, diseñadas para cubrir el cordón y las piezas de mano dentales.

La cobertura de estas superficies garantiza un área quirúrgica estable y segura, evitando que los microorganismos patógenos se depositen y, posteriormente, se liberen en el aire causando infecciones.

Con dos bandas adhesivas de TNT para fijar los extremos.



Clasificación
Producto Sanitario de Clase Is, CE0051

Material
PE + TNT PP

Colores
Blanco, celeste

Dimensiones
120 x 7 cm
240 x 7 cm

Esterilidad
59 meses de esterilidad garantizada desde la fecha de fabricación

Embalaje
Paquete de 50 unidades
Caja de 9 paquetes

Referencias
Celeste 120 x 7 cm: 270302
Celeste 240 x 7 cm: 270303
Blanco 120 x 7 cm: 270304
Blanco 240 x 7 cm: 270305