Euronda Alle

Your surgical field simply perfect

ES

DepoDent



Euronda®

Alle

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 depodent.es

Solución fisiológica





Solución isotónica estéril indicada para irrigar el área quirúrgica y enfriar el instrumental giratorio durante las intervenciones o el instrumental oscilante durante la cirugía piezoeléctrica. La solución está especialmente diseñada para no alterar el equilibrio osmótico extracelular durante las intervenciones quirúrgicas. Tras una intervención quirúrgica, puede utilizarse para extraer sangre y fragmentos de tejido y para lavar e irrigar las heridas.

Puede utilizarse con una bomba peristáltica y se adapta a todos los modelos de fisiodispensadores.

Se ha probado para un contacto seguro con los tejidos, huesos y dentina hasta un máximo de 24 horas.

Clasificación
Producto Sanitario de Clase IIa

Composición
Cloruro de sodio de calidad farmacéutica (0,9 %) y agua para preparaciones inyectables

Formatos
250 ml, 500 ml

Esterilidad
36 meses de esterilidad garantizada desde la fecha de fabricación

Embalaje
250 ml: caja de 20 unidades
500 ml: caja de 15 unidades

Referencias
250 ml: 270633
500 ml: 270631

DepoDent
Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura