Euronda Monoart

The original!

ES

DepoDent




Euronda®

Monoart

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 **depodent.es**

Barrier film



Películas de polietileno desechables para la protección de superficies y áreas quirúrgicas, especialmente las de difícil alcance, limpieza o desinfección. Ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada causada por aerosoles y salpicaduras.

El adhesivo garantiza una fácil aplicación sobre diferentes superficies sin dejar residuos, mientras que el borde no adhesivo de ambos lados permite retirarlas fácilmente.

Color
Azul transparente

Dimensiones
Paquete: 18 x 12 x 16,5 cm (l x p x a)
Película individual: 10 x 15 cm (l x a)

Envase
Paquete individual con dispensador y rollo de 1200 unidades

Seguras

Una barrera universal para el control de las infecciones, diseñada expresamente para aislar todo el instrumental y todas las superficies de forma rápida y fácil.

Protectoras

Se colocan y retiran de forma rápida, no dejan residuos y se adhieren perfectamente en todas las superficies y objetos.

Prácticas

Rollo con dispensador integrado para un uso rápido y una gestión ordenada.

Turbine cover



Fundas protectoras desechables, fabricadas con película transparente de polietileno y diseñadas para prevenir el riesgo de contaminación cruzada.

Disponibles en dos diámetros diferentes:

- 4,5 cm: ideal para turbinas, tubos de aspiración y unidades de mano;
- 5,5 cm: indicado para micromotores, jeringas de aire/agua y tubos de unión.

Color
Transparente

Dimensiones
Paquete: 11 x 6 x 11 cm
(l x p x a)
Funda individual:
4,5 x 45 cm o 5,5 x 45 cm
(Ø x l)

Envase
Paquete individual con un rollo de 250 unidades

DepoDent

Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura

Funcionales

Garantizan y simplifican la protección de los dispositivos y componentes utilizados en contacto directo con el paciente.

Prácticas

Rollo con dispensador integrado para un uso rápido y una gestión ordenada.

Versátiles

Disponibles en dos tamaños con un diámetro de 4,5 y 5,5 cm, diseñados para proteger a la perfección los diferentes sistemas de aspiración y micromotores.