Euronda Monoart

The original!

ES

DepoDent



Euronda®

Monoart

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 **depodent.es**

Mascarillas Protection 3



Mascarillas médicas desechables, ideales para evitar la transmisión de microorganismos por vía aérea. Garantizan una excelente transpirabilidad (ΔP 25,4 Pa/cm^2), que supera los requisitos de la norma EN 14683 (ΔP < 40 Pa/cm^2), y una elevada eficiencia de filtración bacteriana (BFE ≥ 99,7%).

Formadas por tres capas:

- capa externa de TNT spunbond hidrorrepelente;
- capa intermedia de TNT meltblown;
- capa interna de TNT spunbond hidrófilo, para lograr una absorción eficaz del sudor y la humedad.

Mix producto disponible

- Mix Mascarillas Protection 3: seis envases de mascarillas en seis colores (amarillo, celeste, lila, lima, naranja, rosa).

Clasificación

Producto Sanitario de Clase I

Normativa

EN 14683: tipo II
ASTM F2100: nivel 1

Colores

Amarillo, azul laguna, blanco, celeste, lila, lima, naranja, rosa, verde

Envase

Paquete de 50 mascarillas
Caja de 20 paquetes

Seguras

Productos Sanitarios de Clase I conformes con las normas EN 14683 y ASTM F2100, para una protección eficaz contra la transmisión aérea de microorganismos.

Cómodas

El protector para nariz doble alargado garantiza una excelente adherencia al rostro, mientras que la capa interna de TNT spunbond proporciona una gran comodidad.

Prácticas

El sistema «abre/cierra» del envase permite una extracción rápida e higiénica, a la vez que protege su integridad.

Mascarillas Protection Graffiti



Mascarillas médicas desechables con estampado Graffiti, resistentes a los fluidos e ideales para la protección contra aerosoles y salpicaduras. Garantizan una excelente transpirabilidad (ΔP 22,1 Pa/cm^2), que supera los requisitos de la norma EN 14683 (ΔP < 60 Pa/cm^2), y una elevada eficiencia de filtración bacteriana (BFE ≥ 99,8%).

Disponen de un filtro XTrap que potencia la capacidad de filtración de la mascarilla y garantiza una protección avanzada contra aerosoles y microorganismos.

Equipadas con cómodos elásticos redondeados y un protector para nariz alargado doble para ofrecer el máximo ajuste y comodidad.

Formadas por cuatro capas:

- capa de PET hidrorrepelente con estampado Graffiti en el exterior;
- primera capa intermedia de TNT spunbond;
- segunda capa intermedia de TNT meltblown hydrocharge con filtro XTrap;
- capa interior de TNT spunbond hidrófilo para una absorción eficaz del sudor y la humedad.

Clasificación

Producto Sanitario de Clase I

Normativa

EN 14683: tipo IIR
ASTM F2100: nivel 3

Colores

Celeste con estampado blanco, lila con estampado burdeos, lima con estampado verde, rosa con estampado gris

Envase

Paquete de 50 mascarillas
Caja de 20 paquetes

Originales

Disponibles en el mítico estampado Graffiti en cuatro colores diferentes, para aportar al operador un toque de estilo inconfundible.


Protectoras

Productos Sanitarios de Clase I conformes con las normas EN 14683 y ASTM F2100, para una protección eficaz y resistente a los fluidos con alta transpirabilidad.

Seguras

Filtro XTrap cargado electrostáticamente para filtrar de forma más eficaz los virus y agentes infecciosos, manteniendo al mismo tiempo una excelente transpirabilidad.

Mascarillas Protection 4



Mascarillas médicas desechables resistentes a los fluidos (21,3 kPa), ideales para la protección contra aerosoles y salpicaduras. Garantizan una excelente transpirabilidad (ΔP 44,3 Pa/cm^2), que supera los requisitos de la norma EN 14683 (ΔP < 60 Pa/cm^2), y una elevada eficiencia de filtración bacteriana (BFE ≥ 99,7%).

Disponen de suaves elásticos planos fijados en el exterior, protector para nariz doble y sistema Perfect Fit.

Formadas por cuatro capas:
- doble capa externa de TNT spunbond hidrorrepelente, para una mayor protección contra aerosoles y salpicaduras;
- capa intermedia de TNT meltblown;
- capa interna de TNT spunbond hidrófilo, para lograr una absorción eficaz del sudor y la humedad.

Clasificación
Producto Sanitario de Clase I

Normativa
EN 14683: tipo IIR
ASTM F2100: nivel 3

Colores
Celeste, negro, verde

Envase
Paquete de 50 mascarillas
Caja de 20 paquetes

Protectoras

Productos Sanitarios de Clase I conformes a las normas EN 14683 y ASTM F2100. Formadas por una doble capa hidrorrepelente para ofrecer una mayor protección contra aerosoles, salpicaduras y microorganismos.

Cómodas

Equipadas con un protector para nariz alargado doble para lograr una mayor estabilidad y con elásticos planos fijados en el exterior, garantizan un ajuste estable y un elevado confort incluso con un uso prolongado.

Prácticas

Equipadas con el sistema Perfect Fit con pinzas laterales que mejoran la adherencia al rostro, para ofrecer mayor comodidad y estabilidad durante el uso.

Mascarillas FFP2 NR Protection



Equipos de Protección Individual de categoría 3, diseñados para ofrecer una alta protección de las vías respiratorias en entornos con presencia de polvo y partículas líquidas no volátiles, como nieblas y humos.

Garantizan una elevada capacidad de filtración (99 %), por encima del requisito mínimo del 94 % establecido por la norma EN 149:2001+A1:2009.

Cuentan con elásticos suaves y planos tono sobre tono para garantizar un ajuste cómodo y estable durante su uso.

Formadas por cuatro capas:
- capa externa de TNT spunbond ideal para proteger contra aerosoles y salpicaduras;
- doble capa intermedia de TNT meltblown;
- capa interna de TNT spunbond hidrófilo, para lograr una absorción eficaz del sudor y la humedad.

Clasificación
Equipo de Protección Individual de categoría 3, de conformidad con el Reglamento UE 2016/425

Colores
Blanco, azul, lima, lila

Envase
Paquete de 10 mascarillas
Caja de 20 paquetes

Eficientes
Estructura multicapa con alta capacidad filtrante (≥ 99 %), para una protección eficaz contra partículas y aerosoles.

Protectoras
Equipos de Protección Individual de categoría 3, conformes con la norma EN 149:2001+A1:2009 y el Reglamento UE 2016/425, que garantizan elevados estándares de seguridad y protección.

Cómodas
Los elásticos planos fijados y el diseño ergonómico garantizan un ajuste estable y una gran comodidad, incluso durante un uso prolongado.