Euronda Monoart

The original!

ES

DepoDent



Euronda®

Monoart

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 **depodent.es**

Kit protector de sillón



Kits desechables para cubrir el sillón, fabricados en suave TNT (28 g/m^2) y diseñados para garantizar la protección y la seguridad del paciente. Incluyen un protector de reposacabezas, un protector de respaldo y un protector de asiento.

Su tamaño universal permite que se adapten a todos los modelos de sillón, gracias a su borde elástico y a los cordones que garantizan la máxima versatilidad y facilidad de uso.

Colores

Amarillo, azul, blanco, celeste, lima, lila, naranja, verde

Envase

Paquete de 1 kit compuesto de 3 unidades
Caja de 25 paquetes monocolor

Universales

Incluyen un protector de reposacabezas, un protector de respaldo y un protector de asiento y se adaptan a todos los modelos de sillón gracias al borde elástico y los cordones.

Cómodos

Fabricados en suave TNT, hipoalergénico y transpirable, garantizan comodidad durante su uso.

Higiénicos

Protegen eficazmente el sillón y contribuyen a mantener altos niveles de higiene y seguridad para el paciente.

Protectores de reposacabezas



Protectores de reposacabezas desechables en forma de bolsa, fabricados con celulosa en el exterior y polietileno en el interior.

Sus grandes dimensiones garantizan la máxima adaptación a cualquier tipo de sillón.

Equipados con un práctico dispensador con sistema «abre/cierra», permiten extraer rápidamente los protectores de reposacabezas de uno en uno, para proteger la integridad del envase.

Colores
Azul, blanco, celeste, lila, lima, naranja, verde

Dimensiones
33 x 34 cm (l x a)

Envase
Paquete de 250 unidades
Caja de 8 paquetes

Resistentes

Gran resistencia e impermeabilidad para proteger eficazmente la zona más expuesta del sillón.

Universales

Formato grande diseñado para adaptarse a todos los tipos de sillón y garantizar practicidad y versatilidad.

Coloridos

Disponibles en siete colores para personalizar la clínica con un toque de originalidad al más puro estilo Euronda Monoart.

Tray Paper



Hojas de papel crepé permeable al vapor y a los gases, no contienen cloro, dioxinas ni cenizas.

Ideales como base para bandejas, mantienen su integridad incluso en contacto con el vapor durante los ciclos de esterilización, sin degradarse ni desintegrarse.

También se pueden utilizar como protección para la bandeja del sillón o para las superficies de trabajo, para ayudar a crear una superficie de apoyo higiénica y ordenada para el instrumental.

Mix producto disponible

- Mix Tray Paper: seis paquetes de Tray Paper, en seis colores (naranja, celeste, amarillo, lila, lima y rosa).

Colores
Amarillo, blanco, celeste, lila, lima, naranja, rosa, verde

Dimensiones
28 x 18 cm (l x a)

Envase
Paquete de 250 unidades
Caja de 10 paquetes

DepoDent

Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura

Versátiles

Hojas de papel crepé muy absorbentes, ideales como base para bandejas y superficies de trabajo, para colocar los instrumentos de forma limpia y ordenada.

Resistentes

Permeables al vapor y al gas y resistentes a la humedad, no se desintegran ni se degradan durante la esterilización, evitando los residuos que podrían obstruir el desagüe del autoclave.

Seguros

No contienen cloro, dioxinas ni cenizas, y contribuyen a crear un entorno de trabajo más higiénico y controlado.

Protección de la clínica