Euronda Monoart

The original!

ES

DepoDent



Euronda®

Monoart

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 **depodent.es**

Servilletas Towel Up!



Servilletas de protección desechables para pacientes formadas por una capa de guata de celulosa pura de alto gramaje y gran capacidad de absorción, laminada y gofrada con una capa de polietileno impermeable, sin el uso de colas.

Su exclusivo envase, 100 % reciclable, cuenta con un sistema «abre/cierra» que protege el contenido del polvo y la contaminación, garantizando la máxima higiene desde la primera hasta la última servilleta. La abertura está diseñada para permitir extraer solo una servilleta a la vez, evitando así el contacto con las otras.

Accesorios disponibles

- Dispensador para servilletas (16,5 x 16,5 x 12,5 cm);
- Cadena portaservilletas ajustable de latón y acero cromados (longitud aprox. 45 cm).

Colores

Amarillo, azul, azul laguna, blanco, burdeos, celeste, fucsia, gris, lila, lima, naranja, natura, negro, rosa, verde claro

Dimensiones

Paquete: 17 x 8 x 11 cm
(l x p x a)
Servilleta: 33 x 45 cm
(l x a)

Envase

Paquete de 50 servilletas
Caja de 10 paquetes
(500 servilletas en total)

Prácticas

Envase compacto con cierre plegable que permite extraer una servilleta a la vez, manteniendo las demás protegidas y la clínica siempre ordenada.

Eco-friendly

Están fabricadas con celulosa pura procedente de una cadena de suministro sostenible y con película de polietileno atóxico, para permitir un uso seguro y respetuoso con el medioambiente.

Higiénicas

Fabricadas en líneas automatizadas y empaquetadas individualmente para preservar su integridad, garantizan elevados estándares de higiene hasta el momento de su uso.



Absorbentes

Hechas con papel de gran capacidad de absorción, laminado y gofrado mecánicamente con una capa de polietileno para garantizar la impermeabilidad y un rendimiento fiable.

Protectores

Gracias a la conformación especial, cubren y protegen al paciente por completo, incluyendo los hombros, además, quedan ajustadas y bien extendidas una vez que se cierran alrededor del cuello.

Inmediatas

El sistema con adhesivos permite aplicar el babero directamente sobre los hombros del paciente. El uso del babero está facilitado por las líneas punteadas.

Baberos Bib Up!



Baberos de protección desechables para pacientes formados por una capa de guata de celulosa pura de alto gramaje y gran capacidad de absorción, procedente de una cadena de suministro sostenible, laminada y gofrada con una capa de polietileno impermeable atóxico, sin el uso de colas.

Suaves y confortables, gracias a su cómoda conformación en el cuello y los hombros.

En comparación con las servilletas tradicionales, ofrecen mayores dimensiones y prácticos adhesivos integrados, que facilitan su colocación y garantizan un ajuste estable. Se pueden utilizar con cadena, colocados directamente en los hombros o fijados detrás del cuello mediante los adhesivos, para ofrecer la máxima versatilidad en cualquier situación.

Accesorios disponibles

- Cadena portaservilletas ajustable de latón y acero cromados (longitud 45 cm).

Colores


Amarillo, azul, azul laguna, blanco, burdeos, celeste, fucsia, gris, lila, lima, naranja, rosa, verde claro

Dimensiones


Paquete: 26 x 33 x 12 cm (l x a x p)
Babero: 50 x 61 cm (l x a)

Envase


Paquete de 150 baberos



Con cadena
Servilleta grande con cadena (sin tirar de las líneas punteadas).



En los hombros
Aplicación de los adhesivos en los hombros del paciente.



Detrás del cuello
Aplicación detrás del cuello del paciente pegando los dos adhesivos.

Baberos PG30



Baberos de protección desechables para pacientes en rollo formados por una capa de guata de celulosa pura de alto gramaje y gran capacidad de absorción, procedente de una cadena de suministro sostenible, laminada y gofrada con una capa de polietileno impermeable atóxico, sin el uso de colas.

Suaves y confortables, gracias a su cómoda conformación en el cuello y los hombros.
En comparación con las servilletas tradicionales, ofrecen mayores dimensiones.

Las zonas de corte con líneas punteadas facilitan al operador su colocación.

Mix producto disponible

- Mix baberos PG30: seis rollos de baberos PG30 en seis colores diferentes (amarillo, azul, lila, lima, naranja, rosa).

Accesorios disponibles

- Dispensador para baberos en rollo (34 x 13 x 14 cm).

Colores

Amarillo, azul, azul laguna, blanco, burdeos, celeste, gris, lila, lima, naranja, negro, rosa, verde claro

Dimensiones

Babero en rollo de 80 unidades: 50 x 61 cm (l x a)
Babero en rollo de 60 unidades: 50 x 81 cm (l x a)

Envase

Rollo de 80 o 60 unidades
Caja de 6 rollos

Protectores

Gracias a su conformación especial, cubren completamente al paciente, incluyendo los hombros, además, quedan bien extendidos una vez fijados en el cuello.

Prácticos

El formato en rollo, el sistema de cordones y las zonas de corte con líneas punteadas permiten un uso rápido y facilitan la colocación.

Absorbentes

Hechas con papel de gran capacidad de absorción, laminado y gofrado mecánicamente con una capa de polietileno para garantizar la impermeabilidad y un rendimiento fiable.

Baberos PG20



Baberos de protección en rollo para pacientes realizados por una capa de polietileno impermeable.

Fácil uso de los baberos gracias a las zonas de corte con líneas punteadas.

Accesorios disponibles

- Dispensador para baberos en rollo (34 x 13 x 14 cm).

Colores
Azul, blanco, verde

Dimensiones
Babero: 53 x 81 cm (l x a)

Envase
Rollo de 200 unidades
Caja de 6 rollos

Impermeables

Fabricados en polietileno, garantizan la máxima impermeabilidad y protección del paciente.


Protectores

Gracias a la conformación especial, cubren al paciente por completo, incluyendo los hombros, además, quedan ajustados y bien extendidos una vez que se cierran alrededor del cuello.

Prácticos

El formato en rollo, el sistema de cordones y las zonas de corte con líneas punteadas permiten un uso rápido y facilitan la colocación.

Servilletas Baby



Servilletas de protección desechables para pacientes en rollo formadas por una capa de guata de celulosa pura de gran capacidad de absorción, laminada con una capa de polietileno impermeable atóxico.

Sus dimensiones reducidas permiten que también sean idóneas para pacientes infantiles.

Accesorios disponibles

- Cadena portaservilletas ajustable de latón y acero cromados (longitud 45 cm).

Colores
Celeste, rosa

Dimensiones
Servilleta: 35 x 40 cm (l x a)

Envase
Rollo de 100 unidades
Caja de 24 rollos

DepoDent

Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura

Absorbentes

Fabricadas en papel de gran capacidad de absorción, laminado mecánicamente con una capa de polietileno para garantizar la impermeabilidad y un rendimiento fiable.

Prácticas

El formato de rollo, gracias a las dimensiones reducidas, representan una cómoda alternativa en comparación con las servilletas tradicionales dobladas.

Aptas para los más pequeños

Disponibles en dos colores llamativos, protegen perfectamente a los pacientes más pequeños gracias al tamaño reducido.