Un clásico atemporal

SR Vivodent

Dientes protésicos probados fabricados con PMMA de calidad



Making People Smile

Probado y perfeccionado

SR Vivodent y SR Orthotyp: nuestros populares y atemporales dientes están listos para adaptarse a las prótesis dentales combinadas en su laboratorio.

Ahora están disponibles en los colores A–D y Bleach y, por lo tanto, son capaces de cumplir con todos los requisitos de las prótesis dentales modernas. Para prótesis dentales personalizadas: altamente estéticas y definitivamente funcionales.



La fascinación de las prótesis dentales: mucho más que una prótesis dental

Prestamos atención a los detalles, pero nunca perdemos de vista el conjunto general. Nuestras prótesis dentales prefabricadas son un componente integral de nuestro flujo de trabajo protésico funcional y coordinado.

Personalizado y eficiente: para usted y sus clientes.

Creatividad asombrosa

- ✓ Moldes anteriores basados en los de los dientes naturales
- ✓ Integración armoniosa en la dentición natural
- ✓ Aplicaciones versátiles

40 colores

Completa gama de sombras

- ✓ Colores A-D, BL y Chromascop
- ✓ Alta flexibilidad en el trabajo habitual de laboratorio
- ✓ Excelente rendimiento en prótesis dentales completas, parciales y combinadas

Material probado

- ✓ PMMA reticulado
- ✓ Unión química fuerte a los materiales base de la prótesis
- ✓ Aplicaciones versátiles

Los beneficios para usted:

- ✓ Dientes anteriores de diferentes formas y tamaños para impulsar su creatividad en el laboratorio dental.
- ✓ Una abundante selección de colores le ofrece una flexibilidad excepcional. Potente rendimiento en prótesis dentales completas y parciales y en combinación con prótesis fijas.
- ✓ El PMMA reticulado se ha utilizado de forma satisfactoria durante décadas. Una gran calidad es muy importante para Ivoclar Vivadent. Por ello, los materiales se someten a rigurosas pruebas de calidad. Esto garantiza una base fiable para las prótesis dentales que le ofrecerán a usted, a sus clientes y a sus pacientes una satisfacción duradera.


	SR Vivodent	SR Orthotyp
De un vistazo		
Carta de formas de dientes	28 juegos de dientes anteriores individuales (20 maxilares, 8 mandibulares)	Dientes posteriores con diseño atemporal «Typ» (5 maxilares, 5 mandibulares)
Color de los dientes	40 colores(16 A–D, 4 Bleach, 20 Chromascop)	
Material	PMMA reticulado	

Prótesis extraíbles convencionales que restauran la individualidad y la funcionalidad



Toma de impresión preliminar de la mordida

Precisión desde el principio con la Centric Tray



Impresión funcional

Centricidad al milímetro con Gnathometer M



Toma de impresión

Resultados satisfactorios en poco tiempo con UTS 3D



Montaje de las piezas dentales

Prótesis dentales personalizadas con nuestros dientes prefabricados



Prueba en boca

Resultados predecibles, verificados en el paciente



Finalización

Versátiles materiales de base para prótesis para las técnicas de vertido, relleno e inyección



Protección

Cuidado preventivo eficaz con la línea de productos Cervitec

La gama de productos disponibles puede variar según el país.

DepoDent

Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura