Un clásico reinterpretado



SR Vivodent® S PE/S DCL

Dientes prefabricados excepcionales en calidad DCL



Making People Smile

Centrados en el rendimiento

40 colores vibrantes

Inspirado en la naturaleza, optimizado para protésicos dentales. Este es el principio guía de nuestras líneas de dientes anteriores y posteriores SR Vivodent S PE/S DCL.

Resumen	SR Vivodent S PE	SR Vivodent S DCL
Moldes de dientes anteriores	16 moldes inferiores 8 moldes superiores	
Moldes de dientes posteriores	SR Orthotyp S PE: 4 conjuntos inferiores 4 conjuntos superiores	SR Orthotyp S DCL: 4 conjuntos inferiores 4 conjuntos superiores
		SR Ortholingual S DCL: 3 conjuntos inferiores 3 conjuntos superiores
Colores de los dientes	20 PE	16 A-D 4 Bleach
Material	DCL altamente reticulado	

Una variedad de colores para una mayor individualidad


- ✓ 20 colores PE exclusivos
- ✓ 16 colores A-D
- ✓ 4 colores Bleach
- ✓ Personalizable con nuestro composite de laboratorio SR Nexco

Material de alto rendimiento que aporta durabilidad

- Todas las capas consisten en material DCL (doblemente reticulado) altamente reticulado*
- Mayor resistencia a la compresión que el PMMA convencional
- Unión fuerte al material base de la prótesis

* El material es un metacrilato de polimetilo altamente modificado, en el que tanto el polímero como la matriz están uniformemente reticulados.

Resistencia a la compresión de los materiales de las piezas prostéticas
según EN ISO 9917-1



[1] Teichmann S, Untersuchungsbericht PMMA-basierte Zahnmaterialien, Ivoclar Vivadent 2021

[2] Teichmann S, Design Verification Report PE Relaunch, Ivoclar Vivadent 2022

[3] Teichmann S, Development Report Phonares II, Ivoclar Vivadent 2021

Similar al modelo natural

16 moldes superiores

Inspirados en la naturaleza y mejorados con texturas superficiales individuales, estos moldes dentales brindan resultados estéticos y vibrantes únicos que impresionarán.



Características funcionales

- ✓ Recubrimiento de esmalte armonioso en todos los lados, que ofrece espacio a la creatividad al colocar los dientes
- ✓ Cuello de diente ancho para cubrir elementos estructurales
- ✓ Cierre interdental anatómico para una estética en blanco natural






Moldes de dientes anteriores excepcionales que proporcionan resultados estéticos únicos

- ✓ Variada selección de formas y colores
- ✓ Textura superficial expresiva
- ✓ Proporciones realistas
- ✓ Capas individuales
- ✓ Curvatura fisiológica

Diseño de moldes de dientes

Las formas de dientes humanos naturales más comunes se pueden agrupar en tres formas básicas:



Socios funcionales

2
opciones
oclusales

La decisión es suya: oclusión clásica o lingualizada. Seleccione el molde posterior que coincida con su opción oclusal preferente.





Moldes tipo para oclusión clásica

- Configuración "diente sobre dos dientes"
- Contactos oclusales centrales y bucales
- Completa gama de colores
- Disponible en cuatro tamaños

Moldes linguales para oclusión lingualizada

- Se pueden colocar en una configuración "diente sobre diente" o "diente sobre dos dientes"
- Contactos oclusales lingualizados
- 16 colores A-D y 4 colores Bleach
- Disponible en tres tamaños



Prótesis extraíbles convencionales que restauran la individualidad y la funcionalidad



Toma de impresión preliminar de la mordida

Precisión desde el principio con la Centric Tray



Impresión funcional

Centricidad al milímetro con Gnathometer M



Toma de impresión

Resultados satisfactorios en poco tiempo con UTS 3D



Configuración de las piezas dentales

Prótesis dentales personalizadas con nuestros dientes prefabricados



Prueba en boca

Resultados predecibles, verificados en el paciente



Finalización

Versátiles materiales de base para prótesis para las técnicas de vertido, relleno e inyección



Protección

Cuidado preventivo eficaz con la línea de productos Cervitec

La gama de productos disponibles puede variar según el país.

DepoDent

Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura