Guantes NITRILO

FICHA PRODUCTO

Diseño y propiedades:

Los guantes de nitrilo Medicaline están fabricados 100% en nitrilo, evitando reacciones alérgicas en usuarios o pacientes con intolerancia al látex. Además proporcionan una óptima protección de las manos durante la realización de exámenes, diagnósticos y terapias. El grosor en esta gama de guantes es de 3 gramos, ofreciendo una mayor comodidad y una sensación de tacto más natural.

Características:

· No estériles.
· Ambidiestros.
· Color blanco, azul, violeta, rosa y negro.
· Superficie microtexturada antideslizante.
· Producto no reutilizable.

Composición:

Fabricados 100% en nitrilo.

Envase:

Caja de 100 unidades.

Referencias:

Talla	Medidas	Negro	Blanco	Azul	Violeta	Rosa
Extra-Pequeña	75 ± 5mm	ML33542-B	ML33542-W	ML33542	ML33542-V	ML33542-P
Pequeña	85 ± 5mm	ML33544-B	ML33544-W	ML33544	ML33544-V	ML33544-P
Mediana	95 ± 5mm	ML33546-B	ML33546-W	ML33546	ML33546-V	ML33546-P
Grande	106 ± 5mm	ML33548 -B	ML33548-W	ML33548	ML33548-V	ML33548-P
Extra-Grande	115 ± 5mm			ML33549		

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y del calor excesivo.
Vida útil 5 años desde su fecha de fabricación.

Clasificación:

Producto sanitario Clase I

