Mascarillas quirúrgicas

FICHA PRODUCTO

Referencia:

ML34002

Descripción:

Mascarillas quirúrgicas rectangulares Tipo IIR (EN14683:2019)
BFE > 98 %, resistente a la sangre

- Alta calidad y confort.
- Óptima respiración.
- Filtración excelente.
- Sin fibra de vidrio.
- Triple capa.
- Con ajuste nasal.
- Fabricadas según normativa EN 14683:2019 + AC:2019.
- Elásticos mejorados, muy confortables, suaves, indoloros y sin látex.

Material:

- Material exterior: PP 30 g/m2
- Capa de filtro: 25g/m2
- Material interior: 25g/m2

Envase:

Caja de 50 unidades.

Etiquetado:

- Producto de un solo uso.
- Producto sanitario clase I.

Almacenamiento:

Conservar en un lugar seco y fresco.

