Guantes látex

FICHA TÉCNICA

Los guantes Medicaline están fabricados en látex 100% natural.

Nuestro guante proporciona una adecuada barrera protectora a la vez que cuenta con una excelente elasticidad que lo hace especialmente cómodo y resistente.

Caracteristicas:

· Con polvo y sin polvo.
· Ambidiestros.
· Superficie ligeramente texturada.
· Producto no reutilizable.

Composición:

· Fabricados en látex 100% natural.

Envase:

Caja de 100 unidades.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y del calor excesivo.
Vida útil: 5 años desde su fecha de fabricación.

Clasificación:

Producto sanitario Clase I.

Advertencias:

Estos productos contienen látex y almidón de maíz (guantes con polvo), que pueden causar reacciones alérgicas.

Si se diese el caso, cesar su uso inmediatamente y consultar con su médico.



Referencias:

Talla	Medidas	Sin Polvo	Con Polvo
Extra-Pequeña	75 ± 5mm	ML33522	ML33502
Pequeña	85 ± 5mm	ML33524	ML33504
Mediana	95 ± 5mm	ML33526	ML33506
Grande	106 ± 5mm	ML33528	ML33508