MESTRA

Electrovibradores

Ref. 080010 - 080020 - 080025 - 080030

Depo Dent









ELECTROVIBRADORES



Los electrovibradores **MESTRA** son fiables, duraderos, seguros y no precisan mantenimiento. Su construcción es sólida y robusta.

- ✓ Placa de trabajo construida en caucho sintético, fácilmente extraible y lavable.
- ✓ Disponen de interruptor y piloto de paro y marcha.
- ✓ Potenciómetro regulador de vibraciones sin escalonamientos.
- ✓ Van soportados sobre ventosas adherentes y antipatinamiento.

ELECTROVIBRADOR GRANDE

Ref. 080010

Para laboratorios de prótesis que precisen un gran rendimiento en la técnica de vibración de escayolas y revestimientos.

La superficie de trabajo 380 mm x 270 mm y su construcción sobre 6 amortiguadores permite vibrar grandes cargas.



Especificaciones:

Alto 130 mm
Ancho 390 mm
Fondo 300 mm
Peso 13,2 kg
Tensión 230 V - 50-60 Hz
Consumo 275 W
Superficie de trabajo 370 x 275 mm

ELECTROVIBRADOR CUADRADO

Ref. 080020

El más versatil y vendido.

- ✓ Superficie de trabajo 220 x 220 mm.
- ✓ Permite vibrar simultáneamente hasta 9 cilindros 3x a la vez.



Especificaciones:

Alto 105 mm
Ancho 235 mm
Fondo 235 mm
Peso 6,3 kg
Tensión 230 V - 50-60 Hz
Consumo 250 W
Superficie de trabajo 220 x 220 mm

ELECTROVIBRADOR RECTANGULAR

Ref. 080025

De características similares al Electro Vibrador Cuadrado, a excepción de sus dimensiones: 220 x 160 mm.



Especificaciones:

Alto 105 mm
Ancho 235 mm
Fondo 170 mm
Peso 6,2 kg
Tensión 230 V - 50-60 Hz
Consumo 250 W
Superficie de trabajo 220 x 160 mm

ELECTROVIBRADOR REDONDO

Ref. 080030

Su alto poder vibratorio le hace especialmente válido en la técnica de vaciado de cubetas en clínica y laboratorio. Superficie de trabajo 120 mm. ø permite vibrar simultáneamente 4 cilindros 1x ó 1 cilindro 9x.



Especificaciones:

Alto 100 mm
Ancho 152 mm
Fondo 152 mm
Peso 2,5 kg
Tensión 230 V - 50-60 Hz
Consumo 140 W
Superficie de trabajo 120 mm