FICHA PRODUCTO

Rollos
Algodón

Información general:

• Rollo de algodón absorbente fabricado con algodón crudo, sometido a procesos de blanqueo, lavado y secado.
• Inodoro, insípido, incoloro, con buena absorción de agua, fibra blanca, suave y delgada fácil de estratificar, libre de ácido, álcalis y otras impurezas dañinas.
• Producto no estéril.
• Desechable, de un solo uso.

Referencias:

VE31004: Rollo algodón Nº3
VE31003: Rollo algodón Nº2
VE31002: Rollo algodón Nº1

Composición:

100% algodón.

Almacenamiento:

Conservar en un lugar fresco y seco.

Envase:

Bolsa de 300gr aproximadamente.

