FICHA TÉCNICA

Guantes de Nitrilo

Diseño y propiedades:

Los guantes de nitrilo Starline están fabricados 100% en nitrilo, por lo que son ideales para usuarios y pacientes que presentan reacciones alérgicas al látex, además de tener mayor resistencia a la perforación que los guantes de látex. Tienen las puntas de los dedos microtexturada aportando así un mejor agarre del instrumental sin pérdida de la sensibilidad táctil.

Características:

· No contienen polvo.
· No estériles.
· Puntas de los dedos microtexturada antideslizante.
· Producto no reutilizable.
· Forma ambidiestra.
· Peso (talla M): 3,5gr ± 0,2gr
· Disponibles en color azul, violeta y negro.



Composición:

Fabricados 100% en Nitrilo.

Envase:

Caja de 100 unidades.

Referencias:

Talla	Violeta	Azul	Negro
Extra-Pequeña (XS)	VE33542-V	VE33542	VE33542-B
Pequeña (S)	VE33544-V	VE33544	VE33544-B
Mediana (M)	VE33546-V	VE33546	VE33546-B
Grande (L)	VE33548-V	VE33548	VE33548-B



Almacenamiento:

Almacenamiento en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y del calor excesivo.
Vida útil 5 años desde su fecha de fabricación.

Clasificación:

Producto sanitario Clase I

